

Hands-free

Starter-Set mit elektrischer Doppelmilchpumpe

Besonderheiten

Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider



Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe ihre natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effizientes* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe finden kannst. Mit bis zu 85 Saugbewegungen pro Minute ist die Philips Avent Hands-free Milchpumpe 2 x schneller als andere tragbare Milchpumpen**.

Motor in Krankenhausqualität



Die nahezu geräuschlose Motoreinheit liefert die Leistung, die du von einer herkömmlichen Milchpumpe wie im Krankenhaus erwartest, und ist zugleich kompakt und tragbar. Mit dem wiederaufladbaren Akku pumpt die kabellose Motoreinheit überall leistungsstark und diskret.

Einzigartige SkinSense Brustkissen



Unsere einzigartigen SkinSense Silikon-Brustkissen wurden für ultimativen Komfort entwickelt und schmiegt sich dank der natürlichen Körperwärme sanft an deine Brustform an. Die Brustkissen bestehen aus lebensmittelechtem Silikon für optimale Sicherheit.

Passt 99 % aller Mütter



Wir unterstützen jede Mutter dabei, sich wohl zu fühlen. Dieses Starter-Set umfasst unser gesamtes Sortiment an unterschiedlich großen Brustkissen und Einsätzen, die 99 % der Mütter für ultimativen Komfort beim Abpumpen passen.

Vollständig durchsichtige Auffangschalen



Die vollständig durchsichtigen Auffangschalen bieten freie Sicht. Sie helfen dir, deine Brustwarzen richtig auszurichten, um die Milch

SCD553/11

optimal abzupumpen und zu sehen, welche Menge an Muttermilch abgepumpt wurde. Für zuverlässiges Abpumpen vom ersten Tropfen bis zum Ende.

Ultraleichte Auffangschalen



Unsere Auffangschale wiegt nur etwas mehr als 100 Gramm, wenn sie leer ist – bis zu 3 x leichter als eine vollständig tragbare Milchpumpe. Die Schale sitzt bequem im BH und ist kaum spürbar.

Trage sie, wie du es möchtest



Unsere Pumpe wird mit einem geflochtenen Trageband und einem Clip geliefert, um die Motoreinheit umzuhängen oder an deinem Bund zu befestigen. Da du die Pumpe tragen kannst, wie du es möchtest, kannst du nach deinen Wünschen abpumpen, ohne die Kontrolle abgeben zu müssen. Verwende die Schlauchverbindung und die Bandesteller, um die Passform präzise einzustellen.

Besonderheiten

Personalisiertes Abpumpen



Hole das Beste aus der Abpumpzeit heraus – mit 8 Stufen zur Stimulierung des Milchflusses und 16 Stufen zum Abpumpen. Du kannst während des Abpumpens feine Anpassungen vornehmen und deine ideale Einstellung automatisch speichern, sodass deine Pumpe jederzeit einsatzbereit ist.

Einfache Reinigung und Zusammensetzung



Wir haben unsere Pumpe und die Zubehörteile so entwickelt, dass sie so einfach wie möglich zu verwenden sind. Mit nur wenigen Verbindungsstücken kann jede Auffangschale im Handumdrehen auseinandergelassen, gereinigt (von Hand oder in der Spülmaschine), desinfiziert und wieder zusammengesetzt werden.

Starter-Sets für den Einstieg



Erlebe Komfort und Flexibilität mit den Fütterungs- und Aufbewahrungsprodukten des Starter-Sets, die sich nahtlos in deinen Alltag integrieren lassen. Für zusätzlichen Komfort enthält das Set außerdem fünf Paar Stilleinlagen.

Hands-free

Starter-Set mit elektrischer Doppelmilchpumpe

SCD553/11

Daten

Leistung

Quelle: Wiederaufladbarer Akku/USB-C (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Material

Auffangschale, Frontkappe, Abdeckung

Brustkissen: Polypropylen

Brustkissen, Membran, Ventil, Einsatz:

Flüssigsilikon

Silikonschlauch: Silikon

Lieferumfang

Einweg-Stilleinlagen: 10 Stck.

Milchbeutel: 25 Stck.

USB-C-Kabel: 1 Stck.

Aufbewahrungsetui: 1 Stck.

Trageband: 1 Stck.

Schlauchverbindung: 1 Stck.

Wiederaufladbare Motoreinheit (mit abnehmbaren Clip): 1 Stck.

Auffangschale (zusammengesetzt): 2 Stück

Silikonschläuche: 2 Stück

Brustkissen (Staubschutz-)Abdeckung: 2 Stück

Natural Response Flasche (125 ml, Sauger mit Flusstufe 2): 1 Stck.

Größenkarte für Brustwarzen: 1 Stck.

Einsätze (15 mm, 17 mm, 19 mm, 26 mm): Je 2 Stück

Brustkissen (21 mm, 24 mm, 28 mm): Je 2 Stück

Benutzerfreundlichkeit

Verwendung der Milchpumpe: Einfaches

Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

Funktionen

Flexibilität bei der Bewegung: Freihändiges Abpumpen

Personalisierte Einstellungen: 16

Abpumpeinstellungen, 8

Simulationseinstellungen

Motoreinheit: Wiederaufladbarer Akku/USB-C,

Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert

bis zu 1,5 Stunden und reicht für ca. 5

Abpumpersitzungen

Spezifika Brustkissen und Einsatz: Mehrere Größen verfügbar für die beste Passform

