

PHILIPS

Предно капаче

Philips Avent

Помпи за кърма

Розово

Включени са 2 капачки в
опаковката

CP2216



Свързване на чашките за събиране и задвижващия блок

Проверете за съвместимост по-долу

Тази предна капачка осигурява връзката между чашките за събиране на електрическата помпа за кърма със свободни ръце Philips Avent и задвижващия блок. Капачката може да се завърта в четири различни позиции за удобно изпомпване и кърмене.

Спецификации

Сменяема част

За модели: SCD553, SCF439, SCF442, SCF481,
SCF531, SCF532, SCF533, SCF534, SCF537,
SCF539, SCF543, SCF547

