

PHILIPS

Tubo de silicona

Philips Avent

Extractores de leche

Transparente

1 unidad por paquete

CP2211



Conexión de las copas recolectoras a la unidad del motor

Comprueba la compatibilidad a continuación

El tubo de silicona conecta las copas recolectoras del extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent y la unidad del motor. No recorte los tubos, ya que esto aumentará el nivel de succión, lo que puede resultar doloroso o incómodo y reducir la producción de leche.

Especificaciones

Pieza reemplazable

Se ajusta a los tipos de producto: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

