

PHILIPS

Ventil

Philips Avent





Bröstpumpar

Rosa

4 st. i en förpackning

Vi rekommenderar att du kollar
bröstpumpens ventiler
regelbundet och håller ventilen i
toppskick.

CP2203



Överför bröstmjolk från bröstet till uppsamlingskoppen

Kontrollera kompatibilitet nedan

Den här ventilen upprätthåller vakuumet och hjälper bröstmjölken att överföras från pumpen till flaskan. Om bröstpumpens sugkraft är låg ska du kontrollera att ventilen inte är skadad och om den är helt stängd. Byt ut ventilen för att få en väl fungerande pump.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: SCD553, SCF439, SCF442,
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

