

PHILIPS

Ventil

Philips Avent


Brystpumper

Pink

4 stk. i en pakke

Vi anbefaler, at du kontrollerer
brystpumpens ventiler
regelmæssigt og vedligeholder
ventilen.

CP2203



Overfører brystmælk fra brystet til opsamlingskoppen

Se kompatibilitet nedenfor

Denne ventil opretholder vakuum og hjælper brystmælken med at løbe fra pumpe til flaske. Hvis din brystpumpes sugestyrke er lav, skal du kontrollere ventilen for skader, og om den er helt lukket. Udskift ventilen for at få en pumpe, der fungerer korrekt.

Specifikationer

Reservedel

Passer til produkttyperne: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

