

PHILIPS

Silikonerør

Philips Avent

Brystpumper

Gennemsigtig

1 stk. i en pakke

CP2211



Tilslutning af opsamlingskopperne til motorenheden

Se kompatibilitet nedenfor

Silikoneslangen forbinder Philips Avent håndfri elektriske opsamlingskopper med motorenheden. Undlad at trimme slangerne, da dette øger sugeniveauet, hvilket kan forårsage smerte eller føles ubehageligt og reducere mælkeproduktionen.

Specifikationer

Reservedel

Passer til produkttyperne: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

