

PHILIPS

Supapă

Philips Avent


Pompe de sân

Roz

4 buc într-un pachet

Îți recomandăm să verifici periodic supapele pompei de sân și să menții supapa în stare foarte bună.

CP2203



Transferă laptele matern de la sân la cupa de colectare

Verifică compatibilitatea mai jos

Această supapă menține vidul și facilitează transferul laptelui matern de la pompă la biberon. Dacă puterea de aspirare a pompei de sân este scăzută, verifică dacă supapa este deteriorată și dacă este complet închisă. Înlocuiește supapa pentru ca pompa să funcționeze corect.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

