

PHILIPS

Ventil

Philips Avent


Odsávačky mlieka

Ružová

4 ks v balení

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať ventily odsávačky mlieka a udržiavať ich v špičkovom stave.

CP2203



Prenáša materské mlieko z odsávačky do fľaše

Overte si kompatibilitu nižšie

Tento ventil udržiava vákuum, ktoré elektrická odsávačka mlieka Philips Avent Hands-free potrebuje na presun materského mlieka z odsávačky mlieka do fľaše. Ak je sací výkon odsávačky mlieka nízky, vymeňte ventil, aby odsávačka správne fungovala.

Technické údaje

Náhradný diel

Vhodné pre typy produktov: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

