

PHILIPS

Frontdæksel

Philips Avent

Brystpumper

Pink

2 hætter medfølger pr. pakke

CP2216



For at forbinde opsamlingskopperne og motorenheden

Se kompatibilitet nedenfor

Denne fronthætte sikrer forbindelsen mellem opsamlingskoppen til din Philips Avent håndfri elektriske brystpumpe og motorenheden. Hætten kan også drejes mellem fire forskellige positioner for at sikre komfortabel pumpning og amning.

Specifikationer

Reservedel

Passer til produkttyperne: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

