

PHILIPS

Силиконова
диафрагма


Philips Avent

Помпи за кърма

Розово

2 бр. в опаковка

CP2218



Създава необходимия вакуум за изцеждане

Проверете за съвместимост по-долу

Тази силиконова мембрана създава вакуум, който е необходим за изцеждане на кърма. За използване с електрически помпи за кърма със свободни ръце Philips Avent.

Спецификации

Сменяема част

За модели: SCD553, SCF439, SCF442, SCF481,
SCF531, SCF532, SCF533, SCF534, SCF537,
SCF539, SCF543, SCF547

