

PHILIPS

Клапа

Philips Avent


Помпи за кърма

Розово

4 бр. в опаковка

Препоръчвайте редовно да проверявате клапите на помпата за кърма и да ги поддържате в отлично състояние.

CP2203



Прехвърля кърмата от гърдата в чашата за събиране

Проверете за съвместимост по-долу

Тази клапа поддържа вакуума и помага на кърмата да премине от помпата към шишето. Ако силата на засмукване на помпата ви за кърма е ниска, проверете дали клапата не е повредена и дали е напълно затворена. Заменете клапата, за да функционира правилно помпата.

Спецификации

Сменяема част

За модели: SCD553, SCF439, SCF442, SCF481,
SCF531, SCF532, SCF533, SCF534, SCF537,
SCF539, SCF543, SCF547

