

PHILIPS

Zawór

Philips Avent


Laktatory

Różowy

4 sztuki w opakowaniu

Zalecamy regularne sprawdzanie zaworów laktatora i utrzymywanie ich w jak najlepszym stanie.

CP2203



Przenosi pokarm z piersi do kubka do zbierania mleka

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Zawór ten utrzymuje podciśnienie i pomaga w przepływie pokarmu z laktatora do butelki. Jeśli siła ssania laktatora jest niska, sprawdź, czy zawór nie jest uszkodzony i czy jest całkowicie zamknięty. Aby laktator działał prawidłowo, należy wymienić zawór.

Dane techniczne

Część zamienna

Pasuje do produktów: SCD553, SCF439, SCF442,
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

