

PHILIPS

Silikónová
membrána


Philips Avent

Odsávačky mlieka

Ružová

2 ks v balení

CP2218



Vytvára podtlak potrebný na odsávanie

Overte si kompatibilitu nižšie

Táto membrána vytvára podtlak potrebný na odsávanie materského mlieka. Na použitie s elektrickými odsávačkami mlieka Philips Avent Hands-free.

Technické údaje

Náhradný diel

Vhodné pre typy produktov: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

