

PHILIPS

Silikonowa rurka

Philips Avent

Laktatory

Przezroczysta

1 szt. w opakowaniu

CP2211



Łączenie kubków do zbierania mleka z częścią silnikową

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Silikonowa rurka łączy kubki do zbierania mleka laktatora elektrycznego bez użycia rąk Philips Avent z częścią silnikową. Nie należy przycinać rurki, ponieważ zwiększa to poziom ssania, co może powodować ból lub dyskomfort i zmniejszać produkcję mleka.

Dane techniczne

Część zamienna

Pasuje do produktów: SCD553, SCF439, SCF442,
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

