

PHILIPS

Ventil

Philips Avent


Odsávačky

Růžová

4 ks v balení

Doporučujeme pravidelně
kontrolovat ventily odsávačky
a udržovat je v co nejlepším stavu.

CP2203



Odvádí mléko z prsu do sběrné nádoby

Kompatibilitu zkontrolujte níže.

Tento ventil udržuje podtlak a pomáhá mateřskému mléku proudit z odsávačky do láhve. Pokud odsávačka mateřského mléka odsává slabě, zkontrolujte, zda není ventil poškozený a jestli je zcela zavřený. V případě potřeby ventil vyměňte, aby odsávačka fungovala správně.

Specifikace

Vyměnitelná část

Vhodné pro typy produktu: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

