

# PHILIPS

Silikonowa  
membrana


Philips Avent

Laktatory

Różowy

2 sztuki w opakowaniu

CP2218



## Tworzy podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu

Informacje na temat zgodności znajdują się poniżej

Membrana wytwarza podciśnienie niezbędne do odciągania pokarmu z piersi. Do stosowania z laktatorami elektrycznymi bez użycia rąk Philips Avent.

# Dane techniczne

## Część zamienna

**Pasuje do produktów:** SCD553, SCF439, SCF442,  
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,  
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

