

PHILIPS

Silikonmembran


Philips Avent

Bröstpumpar

Rosa

2 st. i en förpackning

CP2218



Skapar det vakuum som behövs för att pumpa

Kontrollera kompatibilitet nedan

Det här membranet skapar det vakuum som behövs för att pumpa ut bröstmjölk. För användning med Philips Avent elektriska bröstpumpar för handsfreeanvändning.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: SCD553, SCF439, SCF442,
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

