

PHILIPS

Främre lock

Philips Avent

Bröstpumpar

Rosa

2 lock medföljer i varje
förpackning

CP2216



För att ansluta uppsamlingskopparna till motorenheten

Kontrollera kompatibilitet nedan

Det här främre locket säkrar anslutningen mellan uppsamlingskopparna för Philips Avent elektrisk bröstpump för handsfreeanvändning och motorenheten. Locket kan även vridas mellan fyra olika lägen för bekväm pumpning och amning.

Specifikationer

Utbytbar del

Passar produkttyper: SCD553, SCF439, SCF442,
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

