

PHILIPS

Siliconen slangetje

Philips Avent

Borstkolven

Transparant

1 stuk in een verpakking

CP2211



De opvangcups op de motorunit aansluiten

Controleer hieronder op compatibiliteit

Het siliconen slangetje verbindt de Philips Avent handsfree elektrische opvangcups met de motorunit. Knip deze slangetjes niet af, want dit kan de zuigkracht verhogen. Hierdoor kun je pijn of ongemak ervaren en kan de melkproductie omlaag gaan.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: SCD553, SCF439,
SCF442, SCF481, SCF531, SCF532, SCF533,
SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

