

# PHILIPS

## Silikoniputki

### Philips Avent

Rintapumput

Läpinäkyvä

1 kappaleen pakkaus

CP2211



## Keräyskuppien liittäminen moottoriyksikköön

Tarkista yhteensopivuus alta

Silikoniputki liittää sähkökäyttöisen puettavan Philips Avent -rintapumpun keräyskupit moottoriyksikköön. Älä katkaise letkuja, sillä se lisää imutehoa, mikä voi aiheuttaa kipua tai tuntua epämukavalta sekä heikentää maidon eritystä.

# Tekniset tiedot

## Vaihdeettava osa

Sopii malleihin: SCD553, SCF439, SCF442,  
SCF481, SCF531, SCF532, SCF533, SCF534,  
SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

