

PHILIPS

Kiinnike

Philips Avent

Rintapumput

Valkoinen

CP2214



Kiinnittää laitteen vaatteisiin tai johtoon

Tarkista yhteensopivuus alta

Tämän kiinnikkeen avulla voit kuljettaa sähkökäyttöistä puettavaa Philips Avent -rintapumppua mukanasi kaikkialla. Kiinnitä moottori vaatteisiin kiinteällä kiinnikkeellä tai liittämällä kantojohto, niin pumppaaminen onnistuu ilman käsiä.

Tekniset tiedot

Vaihdettava osa

Sopii malleihin: SCD553, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

