

PHILIPS

sonicare



Sonična električna
četkica za zube

ProtectiveClean 6100

Ugrađeni senzor za pritisak

3 načina rada, 3 intenziteta

2 značajke BrushSync

Putni etui



HX6871

Bjelji zubi. Na nježan način.

Izbjeljuje zube u samo 1 tjedan.

Osjetite razliku nježnog čišćenja uz naš senzor za pritisak uz izbjeljivanje zuba u 1 tjedan.

Proven to improve oral health

- Nježna na osjetljivim područjima, ortodontskim aparatićima i zubima sa stomatološkim zahvatima

Prilagođene vama

- Olakšava vam putovanja
- 2 minute četkanja koje preporučuju stomatolozi

Innovative technology

- Daje vam do znanja kad prejako pritišćete
- Povezuje pametnu dršku četkice i pametne glave četkice
- Sonicare 6100 vam govori kad je vrijeme za zamjenu glave četkice

Optimizirajte pranje zuba

- Glave četkice biraju optimalni način rada i intenzitet
- Birajte između 3 načina rada

Za iznimno izbjeljivanje zubi

- Izbjeljuje zube u samo jednom tjednu

ProtectiveClean 6100

Sonična električna četkica za zube

HX6871/49

Istaknute znač.

Siguran doživljaj pranja zubi



Električna četkica pogodna za aparatiće. Sonicare ProtectiveClean 6100 pogodan je za uporabu i s plombama, krunicama, navlakama i drugim osjetljivim ortodontskim aparatićima.

Prilagodite svoje četkanje



Tri načina rada. Tri intenziteta. Prilagodite četkanje svom željenom načinu četkanja uz Sonicare ProtectiveClean 6100. Način rada Clean (čišćenje) standardni je način rada za superiorno čišćenje. White (izbjeljivanje) je idealan način rada za uklanjanje površinskih mrlja. Način rada Gum Care (njega desni) dodaje još jednu minutu četkanja uz smanjenu snagu kako biste nježno masirali desni.

BrushSync za odgovarajući način rada



Mijenjate glave četkice zbog promjene stila četkanja? Nema problema. Podnožje četkice Sonicare 6100 prepoznaje vrstu postavljene glave i automatski prilagođava odgovarajući intenzitet za četkicu.

Prirodno bjelji zubi



Postavite zamjensku glavu W DiamondClean kako biste uklonili površinske mrlje i otkrili bjelji osmijeh. Sa svojim gustom raspoređenim vlaknima u sredini namijenjenim za uklanjanje mrlja, klinički dokazano izbjeljuje zube u samo tjedan dana.

Oralna higijena kao prioritet



Glava četkice i podnožje sinkronizirane su i podsjetit će vas kad dođe vrijeme za zamjenu glave uz jednostavan zvučni signal i svjetlo na drški.

Pratite jačinu pritiska tijekom pranja zuba



Previše snažnim četkanjem zuba možete oštetiti zube i desni. Kako biste to spriječili, Philips Sonicare ProtectiveClean emitira nježni pulsirajući zvuk kao podsjetnik da trebate ublažiti pritisak.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija s mikročipom prepoznaje pametnu glavu četkice i usklađuje se s pametnom drškom. Pametna drška i pametna glava zajedno su moćna kombinacija koja omogućuje pametno uparivanje načina rada i pametne podsjetnike za zamjenu.

ProtectiveClean 6100

Sonična električna četkica za zube

HX6871/49

Istaknute znač.

Pametne funkcije



Suptilni impuls podsjetit će vas da je došlo vrijeme za prelazak na drugi dio usne šupljine te signalizira istek 2 minute četkanja. Ova sonična električna četkica za zube omogućava optimalno četkanje, svaki put.

Praktična putna torbica i punjač



Naša vrhunska putna torbica omogućuje vam higijensko spremanje četkice za zube, dok naše kompaktno podnožje za punjenje osigurava napunjenu bateriju dok ste u pokretu. Uz jedno potpuno punjenje dobivate dva tjedna redovite uporabe, a punjač je tu samo za duža putovanja.

Zaboravite na naslage



Gusto raspoređena, kvalitetna vlakna uklanjaju do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube.

ProtectiveClean 6100

Sonična električna četkica za zube

HX6871/49

Specifikacije

Snaga

Napon: 110 – 220 V

Tehničke specifikacije

Baterija: Može se puniti

Vrijeme rada (puna baterija do pražnjenja): Do 2 tjedna

Vrsta baterije: Linij-ionska

Dizajn i završna obrada

Boja: Mornarsko-plava

Servis

Jamstvo: 2-godišnje ograničeno jamstvo

Jednostavnost uporabe

Indikator baterije: Indikator baterije prikazuje status baterije

Kompatibilnost drške: Glave četkice lako se postavljaju pritiskom

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Vrijeme četkanja: Do 2 tjedna

Podsjetnik za zamjenu: Kako biste uvijek osigurali najbolje rezultate, ikona podsjetnika svijetli

Predmeti u kompletu

Drška: 1 ProtectiveClean

Glave četkice: 1 W DiamondClean

Putni etui: 1

Punjač: 1

Radne značajke čišćenja

Prednosti za zdravlje: Poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna, Pomaže u sprječavanju karijesa

Brzina: Do 62.000 poteza četkice u minuti

Mjerač vremena: Quadpacer i SmarTimer

Povratne informacije za pritisak: Drška vibrira kako bi upozorila korisnika

Načini rada

3 intenziteta: Niska, Srednja, Visoka

Clean (čišćenje): Za odlično svakodnevno čišćenje

Njega desni: Nježno masira desni

White (izbjeljivanje): Uklanja mrlje s površine zuba

BrushSync uparivanje načina rada

C2 Optimal Plaque Control: Uparivanje s načinom rada Clean

G2 Optimal Gum Care: Uparuje se s načinom rada Gum Care

W DiamondClean: Uparuje se s načinom rada White

Napredna tehnologija senzora

Podsjetnici za zamjenu BrushSync: Uvijek ćete znati kada, zamijeniti glave četkice

Senzor za pritisak: Upozorenje u slučaju presnažnog četkanja

Tehnologija BrushSync: Povezuje pametnu dršku i, pametnu glavu četkice

