

# PHILIPS

## Frontkappe

## Philips Avent

Milchpumpen

Pink

2 Kappen pro Packung enthalten

CP2216



## So verbinden Sie die Auffangschale und die Motoreinheit

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Diese Frontkappe sichert die Verbindung zwischen den Auffangschalen der elektrischen Philips Avent Hands-free Milchpumpe und der Motoreinheit. Die Kappe kann außerdem in vier verschiedene Positionen gedreht werden, um bequemes Abpumpen und Stillen zu ermöglichen.

# Daten

## Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: SCD553,  
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,  
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

