

PHILIPS

Tub de silicon

Philips Avent

Pompe de sân

Transparent

1 buc într-un pachet

CP2211



Conectarea cupelor de colectare cu blocul motor

Verifică compatibilitatea mai jos

Tubul din silicon face legătura între pompa de sân electrică hands-free Philips Avent și blocul motor. Nu tăia tuburile, deoarece acest lucru crește nivelul de aspirație, ceea ce poate provoca durere sau te poate face să te simți inconfortabil și poate reduce producția de lapte.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

