

PHILIPS

Capac frontal

Philips Avent

Pompe de sân

Roz

2 capace incluse în pachet

CP2216



Pentru a conecta cupele de colectare și blocul motor

Verifică compatibilitatea mai jos

Acest capac frontal asigură conexiunea dintre cupele de colectare și blocul motor ale pompei de sân electrice hands-free Philips Avent. Capacul poate fi rotit în patru poziții diferite pentru pompare și alăptare confortabile.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

