

PHILIPS

Conector pentru tub

Philips Avent

Pompe de sân

Alb

CP2213



Te ajută să organizezi tuburile

Verifică compatibilitatea mai jos

Conectorul pentru tuburi te ajută să organizezi tuburile în timp ce porți cupele. Tubul pompei de sân electrice hands-free Philips Avent poate fi ascuns sau prins de conectorul pentru tuburi, care ajută la reducerea zgomotului produs de unitatea motorului.

Specificații

Piesă înlocuibilă

Se potrivește la tipurile de produs: SCD553,
SCF532, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543

