

PHILIPS

Silikonschlauch

Philips Avent

Milchpumpen

Transparent

1 Stk. pro Packung

CP2211



Anschließen von Auffangbechern an die Motoreinheit

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Der Silikonschlauch verbindet die elektrischen Philips Avent Hands-free Auffangbecher und die Motoreinheit. Schneiden Sie die Schläuche nicht zu, da dadurch die Saugleistung erhöht wird, was zu Schmerzen oder Unwohlsein führen und die Milchproduktion verringern kann.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

