

PHILIPS

Silikon-Membran


Philips Avent

Milchpumpen

Pink

2 Stk. pro Packung

CP2218



Erzeugt das zum Abpumpen erforderliche Vakuum

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Diese Membran erzeugt das zum Abpumpen von Muttermilch erforderliche Vakuum. Zur Verwendung mit elektronischen Philips Avent Hands-free Milchpumpen.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

