

PHILIPS

Ventil

Philips Avent


Milchpumpen

Pink

4 Stk. pro Packung

Es wird empfohlen, die Ventile Ihrer Milchpumpe regelmäßig zu überprüfen und die Ventile in einwandfreiem Zustand zu halten.

CP2203



Leitet Muttermilch von der Brust in den Auffangschale

Informationen zur Kompatibilität siehe unten

Dieses Ventil hält das Vakuum aufrecht und unterstützt den Milchfluss von der Pumpe zur Flasche. Wenn die Saugstärke Ihrer Milchpumpe niedrig ist, überprüfen Sie das Ventil auf Schäden und sehen Sie nach, ob es vollständig geschlossen ist. Ersetzen Sie das Ventil für eine ordnungsgemäß funktionierende Pumpe.

Daten

Ersatzteil

Funktioniert mit den Produkttypen: SCD553,
SCF439, SCF442, SCF481, SCF531, SCF532,
SCF533, SCF534, SCF537, SCF539, SCF543, SCF547

