

PHILIPS

sonicare



Електрическа
звукова четка за зъби

4100 Series

Технология Sonicare
QuadPacer и SmarTimer

Тънък и ергономичен дизайн
14-дневен живот на батерията



HX3689/44

По-бели зъби. Направете го нежно.

Избелва зъбите само за 1 седмица.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

Проектирани по ваша мярка

- Използвайте по-малко. Използвайте повторно повече
- Дълъг 14-дневен живот на батерията
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката
- Превключвайте между 2 режима на интензивност

Optimize your brushing

- Четкайте зъбите си оптимално със SmarTimer и QuadPacer

For exceptionally whiter teeth

- Избелва зъбите само за една седмица

Protects your gums


- Сензорът за натиск помага за предпазване на зъбите и венците

Provides superior clean

- Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване


Акценти

Избелва зъбите само за една седмица



Поставете главата на четката W2 Optimal White за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята по-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.*

Предпазва венците ви



Вграденият сензор за натиск автоматично разпознава натиска, който прилагате, предупреждава ви и намалява вибрациите на четката за зъби, за да предпази венците ви. Четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да намалите натиска. 7 от 10 души смятат, че тази функция им е помогнала да започнат да мият зъбите си по-добре.

SmartTimer и QuadPacer



2-минутен SmartTimer и 30-секунден QuadPacer ви насочват да четкате зъбите си за препоръчителното време във всички области на устата, за да се гарантира пълно почистване.

2 настройки за интензивност



Превключвайте между 2 режима на интензивност, за да направите миенето на зъбите удобно за вас.

Усъвършенствана звукова технология



Мощните вибрации на косъмчетата вкарват миниатюрни мехурчетата дълбоко между зъбите и по линията на венците за освежаващо усещане. Само за 2 минути ще получите същите резултати като при четкане с ръчна четка в продължение на два месеца.** 31 000 движения на четката в минута почистват нежно зъбите ви, разбиват плаката и я отстраняват за изключително ежедневно почистване.

Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави с четки се износват с течение на времето, така че ще искате да следите вашите, за да сте сигурни, че все още получавате страхотно почистване. Нашата технология BrushSync проследява колко дълго използвате главата с четката и колко усилено сте четкали. Напомнянето за подмяна от BrushSync върху дръжката ви и кратък звуков сигнал ви напомнят, когато е време да я замените.

Дълъг живот на батерията



Животът на батерията продължава до 14 дни, така че да издържи дълги периоди без зареждане.

Поставяне на край на отпадъците



Амбицията ни във Philips е да намалим отпадъците от електронно оборудване. Един от начините, по които правим това, е да намалим броя на адаптерите, които предлагаме на пазара. Тези продукти се доставят без захранващ адаптер, защото сме ангажирани с намаляването на отпадъците от електронно оборудване.

Спецификации

Захранване

Напрежение: DC5V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна
Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): 14 дни***
Консумация на енергия: Режим на готовност без дисплей <0,5 W
Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Призматичен цвят „разцъфнал люляк“

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията
Система на главата за четка: Лесно поставяне на главите с щракване
Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн
Напомняне за смяна BrushSync: Напомняне за замяна, Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката, Иконката за напомняне светва,, за да гарантира винаги перфектни резултати

Включени в комплекта

Дръжка: 1 серия 4100
Глави за четка: 1 W2 Optimal White
Зарядно устройство: 1

Работни показатели при почистване

Работни характеристики: Избелва зъбите само за 1 седмица§
Таймер: Quadpacer и Smartimer
Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване
2 степени на интензивност: Високо, Ниски

Технология с интелигентен сензор

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката
Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката



* Индивидуалните резултати може да се различават
* * Непубликувани данни
***Въз основа на два периода на двуминутно миене на зъбите на ден в стандартен режим