

PHILIPS

AVENT



Bomba Tira-leite
Eléctrica Individual

Hands-free



SCF543/11

Tenhas as mãos livres. Tenha tempo livre.

Imita o ritmo de beber do bebé

A bomba tira-leite eléctrica individual mãos-livres Philips AVENT foi concebida para uma extração eficaz* e confortável. Esta imita o ritmo do bebé e, com potência, delicadeza e leveza, é a bomba mãos-livres perfeita.

Liberdade durante a utilização

- Mova-se livremente com os copos colectores ultra leves
- Confortável e portátil, para maior liberdade de movimentos

Replica o ritmo de sucção do bebé

- Extração eficaz* replica o ritmo de sucção do bebé
- Extração silenciosa de potência hospitalar

Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

- Acompanhe e controle o fluxo de leite, através dos copos colectores totalmente transparentes
- Personalize a sua sessão de extração
- Fácil de limpar e montar com poucas peças

Ajuste inclusivo e perfeito

- Uma gama de almofadas e diafragmas, que se ajusta a todas as mães
- A almofada em silicone molda-se gentilmente ao seu peito

Hands-free

Bomba Tira-leite Eléctrica Individual

SCF543/11

Destaques

Simula o ritmo de sucção do bebé



Os bebés sabem qual o melhor ritmo de sucção! É por isso que a nossa bomba tira-leite eléctrica mãos livres replica o ritmo de de sucção natural do bebé – para que possa encontrar o seu próprio ritmo, conseguir uma extração eficaz* e uma produção de leite ótima. As almofadas e os diafragmas no tamanho correto, permitem uma extração segura e confortável em todas as etapas.

Motor de potência hospitalar



O motor silencioso, com potência de nível hospitalar, design compacto e portátil. Desenvolvido com bateria recarregável, o motor sem fios efetua uma extração potente e discreta, em qualquer lugar.

Almofadas SkinSense exclusivas



As nossas almofadas em silicone SkinSense exclusivas, foram concebidos a pensar no máximo de conforto, moldando-se gentilmente ao peito através do calor natural do seu corpo. As almofadas desenvolvidas em silicone de grau alimentar, são muito confortáveis.

Copos colectores transparentes



Os copos colectores transparentes proporcionam uma vista desobstruída sobre a mama e o mamilo. Ajudam a garantir que os mamilos estão corretamente encaixados, para uma melhor produção de leite e acompanhamento visual da extração do leite materno, durante todo o processo.

Copos colectores leves



Um copo colector pesa pouco mais de 100 gramas quando vazio – até 3 vezes mais leve do que uma bomba tira-leite totalmente portátil. Fácil colocação e ajuste dentro do soutien, passando praticamente despercebido.

Use da forma que melhor se ajusta a si



A nossa bomba tira-leite é fornecida com um cordão e um clipe de transporte, para encaixar facilmente o motor a tiracolo ou à cintura. Escolha o encaixe que melhor se adapta a si e utilize o regulador do cordão, caso necessite fazer algum ajuste.

Extração personalizada



Tire o máximo partido de cada sessão com 8 níveis para estimular o fluxo de leite e 16 níveis para o extrair. Pode ajustar durante a extração e, com a definição ideal memorizada automaticamente, a sua bomba tira-leite está sempre pronta a utilizar.

Fácil de limpar e de montar



Concebemos a nossa bomba tira-leite e os nossos acessórios para serem o mais simples possível. Com apenas algumas peças, cada copo colector é fácil de desmontar, limpar (à mão ou na máquina de lavar louça), desinfetar e voltar a montar.

Encontre o tamanho certo



Queremos que todas as mães se sintam confortáveis e encontrar o tamanho certo é fundamental. A nossa gama de almofadas e diafragmas, disponibiliza diferentes tamanhos, compatíveis com 99% das mães. Disponíveis para compra em separado, para uma extração confortável durante a utilização.

Especificações

Alimentação elétrica

Fonte: Bateria recarregável/USB-C (adaptador não incluído)

Material

Copo coletor, tampa frontal, tampa do protetor do peito: Polipropileno

Protetor do peito, membrana, válvula, inserção: Silicone líquido

Tubo em silicone: Silicone

Inclui

Bolsas de armazenamento de leite materno: 25 unid.

Cabo de transporte: 1 un.

Unidade do motor recarregável (com um clipe amovível): 1 un.

Copo de recolha (montado): 1 un.

Tubos em silicone: 1 un.

Tampa do protetor do peito: 1 un.

Protetor do peito (21 mm, 24 mm): 1 unidade cada

Biberão Natural Response de 125 ml (4 oz) (com tetina de fluxo 2): 1 un.

Cartão de medição do mamilo: 1 un.

Inserção de 19 mm: 1 un.

Cabo USB: 1 un.

Fácil de utilizar

Utilização da bomba tira-leite: Fácil de utilizar, simples de limpar e montar

Funções

Flexibilidade em movimento: Extração com mãos livres

Definições de personalização: Modo de estimulação com 8 níveis e modo de extração com 16 níveis

Motor: Bateria recarregável/USB-C, O carregamento completo da bateria demora até 1,5 horas e dura aproximadamente 5 sessões de utilização da bomba tira-leite

Detalhes sobre o protetor do peito e a inserção: Vários tamanhos disponíveis para um melhor ajuste

