

PHILIPS



Nébuliseurs réutilisables
SideStream

SideStream

Comprend un masque de Tucker
la tortue

Comprend un circuit et un
embout buccal



HH1310

Traitement en 6 à 8 minutes*

Les nébuliseurs réutilisables SideStream peuvent être utilisés avec les médicaments en inhalation les plus fréquemment prescrits. Ils incluent une tubulure et un masque ludique pour les patients pédiatriques.

Administration médicamenteuse efficace

- Administration homogène d'aérosol de haute qualité

Points forts

Conception du jet innovante



Le système Venturi du nébuliseur SideStream optimise le débit d'air fourni par le compresseur, ce qui permet une administration médicamenteuse plus rapide et des durées de traitement plus courtes

Caractéristiques

Design

Moins de pièces: Easy to assemble and clean
Système Venturi: Administration constante d'aérosols

