

PHILIPS

AC/DC-Adapter

InnoSpire Go

Stecker für den europ. Raum, 2-polig

Ersatzteil

Zur Verwendung mit dem
InnoSpire Go

HH1343



Der InnoSpire Go ist über den Netzstrom (230 V/50 Hz) aufzuladen

Mit dem AC/DC-Adapter können Sie Ihren InnoSpire Go über den Netzstrom mit 230 V/50 Hz aufladen. Der AC/DC-Adapter ist zur Verwendung mit dem InnoSpire Go vorgesehen. Damit können Sie den InnoSpire Go auch verwenden, während der Akku geladen wird.

Der InnoSpire Go ist über den Netzstrom aufzuladen

- Aufladen des InnoSpire Go

Besonderheiten

Aufladen des InnoSpire Go

Therapie durchführen und gleichzeitig den Akku aufladen

Daten

Consumer Trade Item

GTIN: 383730000640

Country of origin: CN

Harmonized system code: 85044090

Außenkarton

GTIN: 20075020087748

Palette

GTIN: 50075020099025

Produktangaben

Packungsgröße: 85 mm x 50 mm x 100 mm

Gewicht inkl. Verpackung: 100 g

InnoSpire Go Steckeradapter: Eurostecker, 2-polig

Normen: Entspricht allen europäischen Sicherheitsstandards

