

PHILIPS



Duurzame SideStream-
vernevelaar

SideStream

met het Sam de Schildpad-masker
Inclusief slangen en mondstuk



HH1310

Behandeling in 6-8 minuten*

De duurzame SideStream-vernevelaars kunnen worden gebruikt met de vaakst voorgeschreven ademhalingsmedicijnen. Inclusief slangen en een kindvriendelijk masker met speelgoedfiguren.

Efficiënte toediening van medicijnen

- Produceert consistent aerosol van hoge kwaliteit

Kenmerken

Innovatief ontwerp



Het venturi-systeem van de SideStream-vernevelaar versterkt de luchtstroom die wordt geleverd door de compressor. Dit resulteert in een snellere toediening en kortere behandelzeiten

Specificaties

Ontwerp

Minder onderdelen: Easy to assemble and clean
Venturi-systeem: Consistente medicijntoediening

Consumer Trade Item

GTIN: 383730001258
Country of origin: CN
Harmonized system code: 90192090

Omdoos

GTIN: 20075020087694

Pallet

GTIN: 50075020098974

