

PHILIPS

sonicare



Įkraunamas ultragarsinis
dantų šepetėlis

6100

Pašalina iki 20 k. daugiau apnašų

2 režimai, 3 intensyvumai

Vaizdinis įspėjimas apie spaudimą

21 dienų baterijos veikimo laikas



HX7408/01

Švelnus valymas net turint jautrius dantis ir dantenas

Pašalina iki 20 k. daugiau apnašų*

„Philips Sonicare 6100“ turi naujos kartos „Sonicare“ technologiją, specialų „Sensitive“ režimą, 3 šepetėlio galvutes apnašoms, jautrumui ir balinimui bei mažo intensyvumo šepetėlį, taip pat spaudimo jutiklį, kuris praneša apie per stiprų dantų valymą.

Švelnus, nepriekaištingas valymas

- Visapusiška priežiūra sveikesnei burnai

Pastangų nereikalaujantis dantų valymasis

- Visada žinokite, kada laikas pakeisti šepetėlio galvutę
- 6 dantų valymo nustatymų, pritaikomų pagal jūsų valymo poreikius
- Dantenų apsauga naudojant matomą spaudimo jutiklį

Ypatingas švarumas

- Naujos kartos „Sonicare“ technologija

Sukurta pagal jūsų gyvenimo būdą

- Suvirinta lazeriu, siekiant užtikrinti tvirtumą ir ilgaamžiškumą
- Valymas iki 3 savaičių įkrovus vieną kartą
- Optimizuokite dantų valymą su „SmarTimer“ ir „BrushPacer“

Ypatybės

A3 „All-in-One“ ir S2 „Sensitive“



A3 „Premium“ šepetėlio galvutė „viskas viename“ sukurta atsižvelgiant į pacientus. Naudodami A3 šepetėlio galvutę pacientai gali iki 20 kartų geriau pašalinti apnašas*, turėti iki 15 kartų sveikesnes dantenų** ir pašalinti iki 100 procentų daugiau dėmių***. Į komplektą taip pat įeina: dėl naujos „S2 Sensitive“ šepetėlio galvutės, pagamintos iš minkščiausių „Sonicare“ šerelių, pacientai gali švelniai valyti dantis ir pašalinti iki 10 kartų daugiau apnašų sunkiai pasiekiamose vietose*.

Naujos kartos „Sonicare“ technologija




Mėgaukitės maloniu dantų valymu ir naujo lygio burnos priežiūra su naujos kartos „Sonicare“ technologija. Jums valantis dantis, naujoviška dantų šepetėlio magnetinė sistema reguliuoja valymo galią kiekvieno valymo seanso metu, užtikrindama optimalų 62 000 šerelių judesių skaičių per minutę, netgi sunkiai pasiekiamose vietose. Tuo tarpu dinaminis skysčio poveikis padeda šereliams dar geriau pašalinti apnašas, kad kaskart dantis išsivalytumėte nepriekaištingai.

6 dantų valymo nustatymų



Jautriems dantims ir dantenoms sukurta „Philips Sonicare 6100“ galima naudoti dviem valymo režimais. Naudojant „Sensitive“ režimą dantys valomi švelniai ir kruopščiai, o „Clean“ režimu orientuojamasi į apnašų pašalinimą, kad dantys būtų itin švarūs. Valymą galite pritaikyti pagal savo poreikius, derindami bet kurį režimą su vienu iš trijų intensyvumo lygių, nuo „High“ (aukštas) iki „Low“ (žemas).

Šviesos žiedo slėgio jutiklis



Pacientai patys gali nepastebėti, kad valosi dantis per stipriai, tačiau tai nustatys šis dantų šepetėlis. Išmanusis optinis jutiklis tiksliai aptinka perteklinį šepetėlio spaudimą, pradeda šviesti violetine spalva ir sumažina vibraciją. Pacientai visada žinos, kada pakoreguoti dantų valymą, ir jų dantenos bus apsaugotos.


„BrushSync“ keitimo priminimas



Svarbu reguliariai keisti šepetėlio galvutę, kad palaikytumėte gerą burnos sveikatą. „BrushSync“ technologija padeda pacientams užtikrinti, kad šepetėlio galvutė veiktų kuo geriau. Ši pažangi


technologija stebi naudojimo dažnumą ir valymo intensyvumą bei primena pacientams, kada laikas keisti šepetėlio galvutę.

2 minučių ir valymo intervalų laikmatis



Pacientams dantims visiškai išsivalyti pakanka dviejų minučių, o apie tai informuoja mūsų „SmarTimer“ funkcija. Kad išsivalytumėte dantis kruopščiai ir tolygiai, „BrushPacer“ funkcija suskirsto valymo procedūrą į kelis etapus, o nedidelė vibracijos pauzė yra ženklas, kad reikia pereiti prie kito etapo. Tai padeda pacientams tolygiai išsivalyti dantis kiekvieną kartą.

Sukurta ilgam



Sukūrėme „Philips Sonicare“ dantų šepetėlius taip, kad jie būtų tvirti, lengvi ir ilgaamžiški. Mūsų pažangi lazerinio suvirinimo procedūra užtikrina, kad dantų šepetėlius galėsite naudoti ilgus metus.

Iki 3 savaičių tarp įkrovimų



Šiame dantų šepetėlyje naudojamas didelio našumo akumuliatorius, kuris padeda užtikrinti dar efektyvesnį dantų valymą. Vienu įkrovimu galite reguliariai valyti dantis iki trijų savaičių.

Specifikacijos

Intensyvumo nustatymai

Aukštas: Gilesnis valymas

Vidutinis: Valymui kasdien

Žemas: Jautriems dantims ir dantenoms

Maitinimas

Įtampa: 100–240 V

Techniniai duomenys

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): 21 diena

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Baterijos indikatorius: Šviečianti piktograma rodo baterijos veikimo trukmę

Laikmatis: „BrushPacer“ ir „SmarTimer“ funkcijos kruopščiam dantų valymui

USB-A įkrovimas: Maitinimo adapteris nepridedamas

Pridėti priedai

Rankenėlė: 1 6100 įkraunamas dantų šepetėlis

Įkroviklis: 1

Šepetėlio galvutė: 30 „S2 Sensitive“, 30 „A3 Premium All-in-One“

Valymo veiksmingumas

Greitis: 62 000 šepetėlio judesių / min

Apnašų pašalinimas: Iki 20 kartų veiksmingesnis* „Gum Health“: Iki 15 kartų sveikesnės dantenos***

Balinimas: Iki 100 % mažiau dėmių**

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

„Sensitive“: Jautriems dantims ir dantenoms

Išmanioji jutiklinė technologija

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Žiedas šviečia violetine spalva, Mažesnė vibracija ir tylesnis pulsavimas

Pakeitimo priminimas: „BrushSync“ funkcija padeda suprasti, kada keisti šepetėlio galvutę

