

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

pentru copii

Bluetooth® încorporat

3 capete de periere

10 etichete

2 moduri



HX6313

Conectează copiii la o viață de obiceiuri sănătoase

Modul distractiv de a inspira o mai bună periere

Noua periuță de dinți electrică Philips Sonicare pentru copii cu tehnologie wireless Bluetooth® și aplicația interactivă de îndrumare lucrează împreună pentru a-i motiva pe copii să se perieze independent.

Concepute pentru tine

- Opt autocolante cu plăci frontale
- Mâner ergonomic, ușor de manevrat
- KidPacer
- KidTimer
- Antrenor personal de periaj
- Acoperire cauciucată
- Periuță de dinți cu tehnologie Sonicare
- Două dimensiuni ale capului de periere
- Două moduri de putere pentru copii

Îți oferă curățare superioară

- Conectivitate Bluetooth®
- Instruire și urmărire
- Articole bonus exclusive disponibile doar pentru profesioniștii din domeniul stomatologiei


pentru copii

Periuță de dinți sonică electrică

HX6313/72

Repere

Articole bonus care nu sunt vândute la vânzarea cu amănuntul




Acum poți oferi un articol bonus exclusiv Philips Sonicare For Kids pe care pacienții tăi nu îl vor găsi în altă parte. Conceput în funcție de nevoile pacienților pentru cabinete dentare ca al tău, pachetul include: 1 cap de periere compact Sonicare For Kids.

Instruire și urmărire



Copiii primesc recompense și insigne care îi țin motivați, inclusiv cadouri pentru a-și păstra fericit și sănătos partenerul de antrenament, pe „Sparkly”. Un tablou de bord separat în aplicație permite părinților să monitorizeze performanța și progresul copilului lor, precum și să stabilească repere personalizate și stimulente. Într-un sondaj, 98% dintre părinți au spus că este mai ușor să-și facă copilul să se spele mai mult și mai bine*.

Antrenor personal de periaj



Copiii navighează prin aplicație cu ajutorul partenerului lor de antrenament „Sparkly”, a cărui gură acționează ca un ghid de periere vizuală, învățând copiii să perieze bine fiecare parte a gurii.

Conectivitate Bluetooth®



Se conectează prin tehnologia wireless Bluetooth® la un dispozitiv mobil, astfel încât copiii să poată interacționa cu aplicația de coaching în timp ce se periază. Mânerul spune aplicației cât timp se periază copilul.

Tehnologie sonică



Împinge fluidul între dinți și de-a lungul liniei gingiilor, pentru o curățare puternică, dar totuși delicată.

KidTimer



Crește treptat timpul de periere pe parcursul a 90 zile până când ajunge la timpul recomandat de medicul dentist - două minute - pentru a antrena copiii să se perieze mai mult.**

Două dimensiuni ale capului de periere



Oferă opțiunea perfectă pentru fiecare gură. Dimensiunile standard și compacte se potrivesc confortabil pentru copiii cu vârsta de 4 ani și peste.

Două moduri de putere pentru copii



Dă-le doar cantitatea potrivită de putere - modul scăzut pentru copiii mai mici și modul ridicat pentru copiii mai mari.

Opt autocolante cu plăci frontale



Autocolantele interschimbabile permit copiilor să își facă periuța de dinți unică.

pentru copii

Periuță de dinți sonică electrică

HX6313/72

Repere

KidPacer



KidPacer încurajează copiii să își perieze întreaga gură în mod eficient pe durata celor 2 minute recomandate de dentist.

Mâner ergonomic, ușor de manevrat



Ușor de manevrat independent și confortabil de către mâinile mici.

Acoperire cauciucată



Oferă protecție suplimentară pentru dinții în creștere și o experiență de periere mai sigură și mai delicată.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă
Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): Până la 2 săptămâni
Tip baterie: Litium ION

Design și finisaj

Culoare: Aqua

Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

Compatibilitate

Compatibilitate cu Android: Telefoane Android, Tablete compatibile cu Bluetooth 4.0
Compatibilitate iOS: iPhone 4S sau model mai nou, iPad gen. a 3-a sau model mai nou, cu sistem de operare iOS7

Ușor de utilizat

Mâner: Mâner din cauciuc pentru manevrare ușoară, Design ergonomic subțire
Afișaj: Afișaj iluminat
Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă
Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie
Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Articole incluse

Mânere: 1 mâner cu Bluetooth pentru Sonicare for Kids
Capete de periere: 3 capete Sonicare for Kids

standard

Încărcător: 1
Etichete: 10 etichete de personalizare

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Pentru obiceiuri de îngrijire orală sănătoase
Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut
Performanță: 75% mai eficient*
Cronometru: KidTimer și Quadpacer

Moduri

Moduri putere: 2

Asistență pentru software

Actualizări de software: Philips oferă actualizări software relevante pe o perioadă de 2 ani după data cumpărării.

