

PHILIPS

Patiëntbewaking

Vroegtijdige detectie. Kundige interventie.

Philips EarlyVue VS30
vitale waarden monitor



Bent u op zoek naar een efficiënte manier om risicopatiënten te identificeren? Wilt u fouten en vertragingen verminderen die ontstaan doordat vitale waarden handmatig worden genoteerd in uw EPD? Wilt u de communicatie tussen zorgverleners verbeteren?

Bekijk dan de Philips EarlyVue VS30



Hoe eerder, hoe beter

De Philips EarlyVue VS30 verandert uw kijk op de bewaking van vitale waarden. Met behulp van de geautomatiseerde Early Warning Scoring (EWS) in combinatie met aanbevelingen aan het bed, kunt u met vertrouwen en proactief zorg verlenen.

Meldingen aan het bed

- Weergave van risicoscores en aanbevelingen met aanpasbare EWS-protocollen

Zorg voor een optimale workflow

- Volledige patiëntbeoordelingen vastleggen met 35 aanpasbare velden (QuickCapture)
- Automatiseer EWS-berekeningen en op risico gebaseerde aanbevelingen (QuickAlerts)
- Profiteer van nieuwe efficiëntie bij uw veilige klinische workflows (QuickCheck en SSO)

Meer dan alleen vitale waarden bewaken

Als een patiënt intensievere bewaking nodig heeft, verander dan van spotcheck-meting naar automatische interval-bewaking van de bloeddruk en continue bewaking van de SpO₂, polsfrequentie, CO₂ en ademhalingsfrequentie.

Met de volgende Masimo rainbow SET™-opties:

- SpO₂ met instelbare gevoeligheid
- Continue ademhalingsfrequentie
- Niet-invasief hemoglobinetotaal

Direct verbinden met ziekenhuisinformatiesystemen

Scan uw medewerkersbadges en patiënt-ID's met een licentievrije streepjescode-/RFID-scanner. Verstuur uw patiëntgegevens direct van de VS30 naar uw EPD via HL-7, of indirect via het Patient Information Center (PIC iX) van Philips.



Creëer efficiëntie

U kunt de EarlyVue VS30 personaliseren om zo efficiënter te werken en om klinische werkprocessen en het naleven van protocollen te ondersteunen.



Maak tijdige zorg mogelijk

Geef risico-gebaseerde meldingen weer op de VS30 aan het bed of centraal op het Philips Patient Information Center (PIC iX).



Bescherm patiëntgegevens

Onze grondige beveiliging bestaat uit Linux OS, een veilige wifiverbinding met FIPS 140-2 en verscheidene configuratie-opties om de privacy en patiëntgegevens te beschermen.

Een investering in monitoring die met u meegroeit

De EarlyVue VS30 vitale waarden monitor is schaalbaar om met de veranderingen van uw ziekenhuis of praktijk mee te gaan.

Begin met het meten van kernwaarden met de EarlyVue VS30 en upgrade waar nodig. Kies uit beschikbare opties, zoals:

- Microstream™-capnografie
- Masimo rainbow SET™
- Meerdere opties voor ademhalingsbewaking
- Niet-invasief hemoglobinetotaal
- Streepjescodescanner voor automatische acquisitie van PID-gegevens
- Interne draadloze 802.11-module
- FIPS 140-2 voor extra draadloze beveiliging
- Geïntegreerde printer voor POC-uitdraaien
- Geavanceerde EWS-functies

Vraag uw Philips-vertegenwoordiger naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van mobiele notificaties. Vraag ook hoe Philips General Care totaal oplossingen uw artsen kan helpen dynamische patiëntenzorg te bieden gebaseerd op EWS-risicobeoordelingen en protocollen.

Klinische educatie bevordert groei

De klinische services en het verandermanagement van Philips kunnen de algemene zorgworkflow van uw ziekenhuis stroomlijnen. U kunt kiezen uit een aantal opties om alles uit de Early VS30-monitoren te halen en om uw klinische workflows en patiëntenzorg te verbeteren.

Vereenvoudig uw klinische workflow en houd uw patiënten dag en nacht in de gaten met de EarlyVue VS30-monitor voor vitale waarden.

Vroegtijdige detectie. Kundige interventie.

Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie over uw EarlyVue VS30.