

PHILIPS



Masque

Nuance Pro

Gel

Pack

3 tailles d'embout narinaire (S, M, L)



HH1101

Une nouvelle solution pour un sommeil réparateur

La technologie des embouts narinaires en gel Nuance est conçue pour offrir confort et étanchéité, favorisant ainsi un sommeil réparateur.

Facile à utiliser

- Circuit flexible et léger pour réduire la tension exercée sur le masque.

Embouts narinaires en gel

- Les embouts narinaires s'adaptent aux différentes tailles de narines.

Meilleure stabilité

- Reste en place toute la nuit.

Points forts

Léger et simple



Plus facile à assembler, à désassembler et à utiliser que les meilleurs masques à embouts narinaux du marché.

Offre confort et étanchéité



Les embouts narinaux en gel Nuance ont été conçus différemment dans le but d'optimiser le confort des patients. La base en gel des embouts narinaux repose confortablement sous le nez.

Harnais anti-dérapant innovant



Idéal pour les patients qui souhaitent dormir dans leur position préférée.

Caractéristiques

Spécificités

Pression de fonctionnement: 4 à 20 cmH₂O

Niveau de pression acoustique: 19 dBA

Nombre d'éléments: Quatre

Matériau du coussin: Caoutchouc de silicone

Matériau des embouts narinaux/des coussins de l'armature: Gel d'uréthane

Matériau du harnais: Nylon UBL/Mousse d'uréthane/Lycra

Matériau du conduit: Élastomère de polyester thermoplastique

Instructions de nettoyage : masque: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Nettoyage : harnais, circuit: Hand wash with mild detergent

Matériau du système de pivotement/du circuit/du coude: Polypropylène

Utilisation prévue

À utiliser sur des patients <math>< 30\text{ kg}</math>: with CPAP prescription

Design

Facile à utiliser: Montage et démontage faciles

Entretien

Garantie: 90-days



* En France, l'objet du remboursement par le Régime de l'Assurance Maladie concerne une prestation complète. L'achat seul d'un produit n'est pas remboursé. La prestation complète prise en charge pour le traitement par PPC comprend la fourniture du matériel (PPC, masque) ainsi que les prestations techniques et administratives associées.

* DreamWisp et Wisp masques nasaux à contact minimal, Amara View masque naso-buccal à contact minimal, et DreamWear gamme de masques à contact minimal, sont des masques fabriqués par Philips et destinés à servir d'interface pour l'application d'un traitement par PPC ou à deux niveaux de pression au cours d'un traitement contre l'insuffisance respiratoire ou le syndrome d'apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ces dispositifs de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation le marquage CE dont l'évaluation de conformité a été réalisée par TÜV SÜD Product Service GmbH (0123). Lire attentivement le manuel de l'utilisateur fourni avec le dispositif, pour une utilisation en toute sécurité. Date de mise à jour : 01/10/2019.