

PHILIPS

AVENT

Ruční odsávačka
mateřského mléka

Essential Manual
Breast Pump

Ergonomická rukojeť pro
odsávání

Lehké provedení

Bez BPA



SCD417/20

Stimulujte tok mléka a snadno odsávejte

Pro šetrné a pohodlné odsávání

Manuální odsávačka mateřského mléka Philips Avent Essential je navržena tak, aby stimulovala tok mléka, a pomohla vám jej tak odsát co možná nejvíce. Můžete si tak vytvořit zásobu mateřského mléka pro případ, že bude o miminko pečovat někdo další.

Snadné čištění

- Snadné čištění a sestavení (protiprachová krytka)

Šetrný a pohodlný

- Měkká a přizpůsobivá silikonová vložka pro jemnou stimulaci

Pohodlné odsávání

- Ergonomická rukojeť pro snadné odsávání

Přenosné a pohodlné

- Nízká hmotnost a kompaktní design

Bez BPA

- Bez BPA*

Přednosti

Měkká přizpůsobivá silikonová vložka



Měkká a pohodlná silikonová masážní vložka ve tvaru okvětních lístků jemně stimuluje tok mléka a zároveň masíruje prs. Zajišťuje také jemné stlačení a sání k podpoře rychlejšího toku mléka.

Ergonomická rukojeť pro snadné odsávání



Díky ergonomicky navržené rukojeti pro snadné odsávání můžete odsávat svým vlastním tempem a určit si ideální rytmus jednoduše tak, že stisknutím rukojeti nastavíte úroveň podtlaku podle preferované intenzity.

Nízká hmotnost a kompaktní design



Díky kompaktnímu a lehkému provedení můžete odsávat kdekoli a kdykoli a zařízení nosit v tašce, kamkoli půjdete. Mléko můžete navíc odsávat přímo do kojeneckých lahví Avent, protože sada pro odsávání je s lahvemi kompatibilní.

Snadné čištění a sestavení



Odsávačka je navržena pro snadné použití, skládá se z pár kusů uživatelsky přívětivých dílů a umožňuje snadnou montáž, demontáž a čištění. Protiprachová krytka pomůže udržet odsávačku mateřského mléka čistou a bez prachu a nečistot.

Bez BPA*



Vyrobeno z odolných a bezpečných materiálů s 0 % BPA.*

Specifikace

Co je součástí

- Zásobník na mateřské mléko (125 ml): 1 ks
- Jednorázová prsní vložka: 4 ks
- Sáčky na mléko: 5 ks
- Sada pro odsávání s vložkou: 1 ks
- Rukojeť pro odsávání: 1 ks
- Protiprachová krytka: 1 ks
- Uzavírací destička: 1 ks
- Dudlík s pomalým průtokem: 1 ks

