

# PHILIPS



Elektrický zubní kartáček  
s technologií SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige

Limitovaná edice světle modrá

SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se,  
pečuje

Hlava kartáčku „vše v jednom“

Aplikace Sonicare využívající AI



HX9997

## Výjimečná péče přizpůsobená vám s technologií SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige s technologií SenseIQ je náš nejpokročilejší elektrický zubní kartáček. Zdokonaluje naši osvědčenou sonickou technologii pomocí inteligence a přizpůsobuje se holistické péči, takže čištění vždy proběhne v pořádku.

### Designed around you

- Elegantní a kompaktní design

### Always get it right with SenseIQ

- Přizpůsobí se vám v reálném čase i v případě přílišného tlaku při čištění
- Intuitivně pečuje o zuby a dásně
- Zpětná vazba k čištění zubů v reálném čase
- SenseIQ vnímá, přizpůsobuje se a pečuje
- Snímá váš styl čištění

### Personalized clean without compromise

- Hlavice kartáčku Sonicare Prestige odstraňuje vyvrálý plak, pigmentace a zajišťující šetrnou péči o dásně
- Individuální pokyny na míru z aplikace Philips Sonicare
- Sonické čištění: mistrovská třída efektivního čištění

### Premium accessories

- Snadné nabíjení díky minimalistické nabíjecí základně
- Limitovaná edice: Stylové květované pouzdro s portem USB vhodné na cesty


## Přednosti

### Technologie SenseIQ



Při čištění snímá technologie SenseIQ tlak, pohyb, pokrytí vyčištěných míst a další parametry až 100x za sekundu. Poté upraví intenzitu, pokud na kartáček příliš tlačíte. Díky umělé inteligenci technologie SenseIQ nemusíte při čištění spoléhat na pouhý odhad správné techniky čištění, takže si v průběhu času můžete užít snadnou péči a lepší čištění zubů.

### Hlavice kartáčku Sonicare Prestige



Čistíte si zuby bez kompromisů s hlavicí kartáčku A3 Philips Sonicare Prestige. Naše historicky nejlepší hlavice má šikmo střižená vlákna, která pomáhají odstranit až 20x více plaku i na těžko přístupných místech\*. Vlákna s konečky střiženými do tvaru trojúhelníku slouží k odstranění až o 100 % více skvrn za méně než dva dny\*\*\*. A delší vlákna čistí důkladně dásně, které jsou až 15x zdravější za pouhé dva týdny\*\*. To vše bez výměny kartáčkové hlavice. Věděli jste, že kartáčkové hlavice jsou po 3 měsících používání méně účinné? Funkce BrushSync™ vám může připomenout, že je téměř čas na jejich výměnu.

### Individuální pokyny na míru



Aplikace Philips Sonicare je vybavena umělou inteligencí a funguje v dokonalé harmonii se zubním kartáčkem. Můžete ji použít k čištění s vedením v reálném čase v oblasti tlaku, pohybu, pokrytí vyčištěných míst, trvání a frekvence. Prohlédněte si zprávy o vašem pokroku v průběhu dne, týdne, měsíce a roku. Získejte individuální doporučení a praktické kroky pro lepší čištění zubů. Automatická synchronizace pak udržuje data o čištění v aplikaci aktuální, i když nemáte aplikaci při čištění zubů po svém boku.

### Snímá váš styl čištění



Při čištění využívá kartáček Philips Sonicare Prestige senzory ke zjištění tlaku, který vyvíjíte, pohybu a pokrytí vyčištěných míst – až 100x za sekundu. Senzory také hlídají, jak dlouho a jak často si zuby čistíte.

### Přizpůsobí se vám v reálném čase



Většina z nás vyvíjí při čištění příliš velký tlak. Proto náš zubní kartáček automaticky upraví intenzitu, když na něj zatlačíte příliš silně. A díky bezplatné aplikaci Philips Sonicare si můžete

vyzkoušet pokyny a individuální doporučení, které vám pomohou posunout čištění zubů na vyšší úroveň.

### Pečuje o zdraví vašich úst




Zubní kartáček Philips Sonicare Prestige je navržen vám na míru. Jeho nejmodernější technologie je tak v souladu s vámi a používá se tak snadno, že o ní ani nevíte. Výsledky našetřetí mluví za vše.

### Osvědčené sonické čištění



Odstraňte zubní plak sonickou technologií – našim měřítkem efektivního a jemného čištění. Během čištění vám až 62 000 pohybů vláken za minutu, která vytváří efekt dynamické vlny, pomohou vyčistit i těžko přístupná místa, takže v ústech budete mít pocit výjimečné svěžesti a čistoty.

### Zpětná vazba v reálném čase



Vy si možná nevšimnete, že při čištění příliš tlačíte nebo jste začali zuby drhnout, ale zubní kartáček to zaznamená. Světelný kroužek na konci rukojeti vás jemně upozorní, abyste zmírnili tlak nebo omezili drhnutí.

# Sonicare 9900 Prestige

Elektrický zubní kartáček s technologií SenseIQ

HX9997/32

## Přednosti

### **Květované pouzdro, limitovaná edice.**

Elegantní a kompaktní cestovní pouzdro se snadno vejde do každé tašky. Pro cestování bez starostí. Odolné pouzdro z veganské kůže je příjemné na dotek a disponuje integrovaným portem USB-C i nabíjecím kabelem USB, takže můžete kartáček snadno dobít, aniž byste museli pouzdro otevřít.

### **Snadné nabíjení**

Když je načas kartáček nabít, jednoduše jej umístíte na nabíjecí základnu.

### **Elegantní a kompaktní**



Při používání zubního kartáčku Sonicare Prestige oceníte výkonnou technologii, která je dodávána se stylem a kompaktností. Zubní kartáček je

o 18 mm kratší než kartáček DiamondClean a je vyroben z prvotřídních materiálů, díky kterým je toto luxusní zařízení příjemné na pohled i na dotek.

## Specifikace

### **Možnosti připojení**

**Bezdrátová technologie Bluetooth®:** Aplikace pro čištění zubů

### **Spotřeba**

**Napájení:** 110–220 V

### **Technické údaje**

**Baterie:** Nabíjecí

**Provozní doba (od plného nabití do vybití):** 2+ týdnů\*\*\*\*

**Typ baterie:** Lithium-iontová

**Spotřeba energie:** Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

### **Design a provedení**

**Barva:** Limitovaná edice světle modrá

### **Servis**

**Záruka:** 2letá omezená záruka

### **Kompatibilita**

**Kompatibilita se systémem Android:** Android OS 8.0 nebo vyšší

**Kompatibilita se systémem iOS:** Zařízení iPhone se systémem iOS 13.0 nebo novějším

### **Snadné použití**

**Kompatibilita s tělem kartáčku:** Zacvakávací hlavice kartáčku

**Indikátor baterie:** Rozsvícená ikona indikátoru

**Tělo kartáčku:** Úhledný a kompaktní design,

Bezproblémové dotykové ovládání

**cestovní pouzdro:** Elegant, limitovaná květinová

edice, kompaktní nabíjecí pouzdro, veganská

kůže

**Připomenutí výměny technologie BrushSync:**

Ikona připomenutí se rozsvítí, pro nejlepší

výsledky při každém použití

### **Balení obsahuje**

**Tělo kartáčku:** 1 Sonicare 9900 Prestige

**Kartáčkové hlavice:** 2 A3 Premium „vše v jednom“

**Nabíjecí pouzdro Prestige, USB:** 1

**Základna nabíječky:** 1

**Kabel USB:** 1

### **Výkon čištění**

**Frekvence:** Až 62 000 pohybů za minutu

**Přínos pro zdraví:** Až 15x zdravější dásně\*\*

**Výkon:** Odstraňuje až 20x více plaku\*

**Časovač:** Technologie BrushPacer a Smartimer

**Bělící účinky:** Až o 100 % méně skvrn\*\*\*

**Kontrola tlaku:** Nachové zabarvení kroužku,

Vibrace těla kartáčku jako upozornění

**Zpětná vazba k drhnutí:** Jantarové zabarvení

kroužku, Vibrace těla kartáčku jako upozornění,

Možnost zapnutí/vypnutí v aplikaci

### **Technologie SenseIQ**

**Tlakový senzor:** Upozornění na příliš velký tlak čištění

**Snímač polohy:** při každém čištění zubů, Sleduje pokrytí

**Tlakový senzor:** Návod na redukci drhnutí

**3D mapa úst:** Upozorní na opomenuté oblasti

**Adaptivní intenzita:** Slouží k nastavení úrovně

intenzity, když je tlak příliš vysoký

**Umělá inteligence:** Detekuje a synchronizuje čištění

### **Aplikace Sonicare s technologií A.I.**

**Rady v reálném čase:** Osobní doporučení, Zpráva o pokroku za den/měsíc/rok

**Přizpůsobitelné režimy:** Clean, White+, Zdraví

dásní, Deep Clean, Sensitive

