

PHILIPS

AVENT



Dubbele elektrische
borstkolf

Hands-free

Bootst het drinkritme van baby's
na

Vrijheid tijdens het kolven

Eenvoudig te gebruiken, schoon
te maken en in elkaar te zetten

Inclusieve, naadloze pasvorm



SCF537/11

Handsfree motoronderdeel

Bootst het drinkritme van je baby na

De Philips Avent handsfree dubbele elektrische borstkolf is ontwikkeld voor effectief* en comfortabel kolven en bootst het drinkritme van je baby na. Krachtig, comfortabel en licht, en daarmee de ideale handsfree kolf.

Bootst het drinkritme van baby's na

- Kolf effectief* met een ritme dat het ritme van je baby nabootst
- Geluidloos kolven op ziekenhuisniveau

Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

- Personaliseer je kolfessie met 24 modi

Kenmerken

Bootst het drinkritme van baby's na



Baby's weten zelf het beste hoe ze moeten drinken! Daarom bootst onze handsfree elektrische borstkolf hun natuurlijke drinkritme na, zodat jij je eigen ritme kunt vinden voor effectief* kolven en een optimale melkproductie. Met tot wel 85 kolfbewegingen per minuut is de Philips Avent handsfree borstkolf 2 keer sneller dan de meeste andere kolfsets**.

Motor van ziekenhuissterkte



De bijna geruisloze motorunit levert de kracht die je verwacht van een traditionele borstkolf, maar dan in een compact en draagbaar

apparaat. Dankzij de oplaadbare batterij en de draadloze motorunit kun je overal krachtig en discreet kolven.

Personaliseerbaar



Haal het maximale uit elke kolfsessie, dankzij de 8 standen om de melkstroom te stimuleren en 16 standen om de melk af te kolven. Je kunt tijdens het kolven fijnafstellen en omdat je ideale instelling automatisch wordt onthouden, is je kolf altijd klaar voor gebruik.

Specificaties

Vermogen

Bron: Oplaadbare batterij/USB-C (adapter niet meegeleverd)

Inclusief

USB-C-kabel: 1 x

Draagkoord: 1 x

Slangkoppeling: 1 x

Oplaadbare accu (met afneembare klem): 1 x

Gebruiksgemak

Gebruik borstkolf: Eenvoudig te gebruiken, schoon te maken en in elkaar te zetten

Functies

Flexibiliteit in beweging: Handsfree kolven

Persoonlijke instellingen: 16 zuigniveaus in expressiemodus, 8 zuigniveaus in stimulatiemodus

Motoronderdeel: Oplaadbare batterij/USB-C, Het volledig opladen van de batterij duurt tot 1,5 uur en gaat ongeveer 5 kolfsessies mee

