

PHILIPS

Monitorização de
pacientes IntelliVue
série 6000



Monitorização de pacientes em todos os lugares que importa

Dando suporte à eficiência e flexibilidade nos cuidados clínicos,
fluxo de trabalho e recursos.

Apresentamos a Monitorização de pacientes IntelliVue série 6000 da Philips. Mantenha-se à frente das necessidades dos pacientes com configurações de monitorização flexíveis que ajudam você a fornecer cuidados de alta qualidade em todas as áreas do hospital.



Onde a eficiência encontra a flexibilidade

Oferecer cuidados excepcionais e garantir a segurança do paciente são as principais prioridades para os profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, você está procurando fazer uso eficiente dos recursos, navegar pelas restrições orçamentárias e permanecer flexível para atender às demandas de hoje e amanhã.

A Monitorização de pacientes série 6000 apresenta uma abordagem modular e escalável para o atendimento ao paciente. Disponível em três configurações, esta série suporta a monitorização em várias configurações de cuidados, desde a sala de cirurgia e UTI, até unidades de cuidados gerais e tratamento semi-intensivo, inclusive durante o transporte dentro do hospital.

Monitorização de pacientes IntelliVue série 6000 da Philips em resumo

- Disponível em três configurações para baixa, média e alta acuidade
- Monitor de transporte ideal para uso intra-hospitalar (modelo de 10 polegadas)
- Modularidade plug-and-play usando conectores e cabos inteligentes Flexible Link
- A mesma interface de usuário intuitiva familiar de outros monitores de paciente IntelliVue
- Conectividade sem fio com estação central PIC iX
- Acesso a aplicativos clínicos avançados e ferramentas de suporte à decisão
- Projetado para reduzir frestas e armadilhas de contaminação
- Possibilidades diretas de manutenção e serviço, incluindo diagnóstico remoto
- Mecanismos de proteção de dados e segurança cibernética robusta
- Todos os modelos se conectam ao Rack de medição 6000 de quatro slots, que é compatível com todos os módulos plug-in de medição IntelliVue

Projetado pensando em você e em seus pacientes

Com contornos elegantes e um design limpo, a Monitorização de pacientes série 6000 é compacta e discreta, ajudando os cuidadores a se concentrarem nos seus pacientes. A tela sensível ao toque e a interface do usuário ajudam a manter o esforço de treinamento ao mínimo. Uma paleta de cores escuras e alarmes sonoros agradáveis promovem que os médicos mantenham seu foco.

Um design simples e perfeito e um compartimento traseiro de peça única ajudam a promover a limpeza e desinfecção para conformidade com rigorosos protocolos de controle de infecção.

Introdução à modularidade plug-and-play

A Monitorização de pacientes série 6000 inclui a nova tecnologia Flexible Link, trazendo simplicidade plug-and-play para seus fluxos de trabalho hospitalares. A combinação dos pods do Flexible Link e dos módulos de medição convencionais permite que você conecte facilmente módulos externos compatíveis e aumente a gama de parâmetros usando um único dispositivo.



Eficiência operacional e de custos

A Monitorização de pacientes série 6000 foi projetada para fornecer eficiência e flexibilidade em termos de fluxo de trabalho clínico, alocação de recursos e planejamento de custos. Ela se integra à sua infraestrutura de TI existente e ao Patient Information Center iX (PIC iX) além de possuir a mesma interface familiar que seus outros dispositivos IntelliVue, ajudando a reduzir o esforço de implementação e treinamento.* Além disso, a série é compatível com os consumíveis Efficia e IntelliVue, para que você possa continuar a usar seus consumíveis existentes da Philips.

Uma série, várias opções

Com três configurações básicas além de mais opções para expandir as capacidades clínicas, a Monitorização de pacientes série 6000 atende a uma ampla gama de necessidades clínicas. Essa versatilidade significa que você pode implantar os mesmos monitores em várias áreas de atendimento, apoiando a utilização eficiente da frota de dispositivos.

Cada modelo oferece a seguinte funcionalidade de monitorização padrão, com base na tecnologia comprovada e algoritmos confiáveis da Philips:

- ECG com arritmia ST/AR, análise ST e QT
- Diagnóstico convencional ou ECG de 12 derivações
- Pressão arterial não invasiva
- Sua escolha da tecnologia SpO₂: Philips FAST, Nellcor OxiMax ou Masimo rainbow SET®
- Dois conectores Flexible Link que suportam Nanopod CO₂ Microstream e medições de temperatura preditivas
- Conectividade com o Rack de medição 6000



Nanopod de CO₂
Microstream

Módulo de
temperatura preditiva

Monitor de pacientes 6100

Apresentando os parâmetros padrão acima e uma tela sensível ao toque de 10 polegadas, este dispositivo foi projetado para uso em configurações de beira do leito de baixa acuidade e foi otimizado para monitorização durante o transporte intra-hospitalar.

Monitor de pacientes 6300

Além dos parâmetros padrão, esta versão com tela sensível ao toque de 10 polegadas também oferece medições de pressão arterial invasiva dupla e temperatura contínua. É uma solução ideal para áreas de atendimento de média acuidade onde uma pequena janela ativa é suficiente.

Monitor de pacientes 6500

O modelo com tela sensível ao toque de 15 polegadas apresenta a mesma configuração de monitorização que o 6300, mas sua tela maior o torna adequado para uso em áreas de alta acuidade, como sala de cirurgia ou UTI.

Em sintonia com suas necessidades

Todos os modelos da série incluem dois conectores Flexible Link, que atualmente oferecem suporte à adição opcional do Nanopod de CO₂ Microstream e módulos de temperatura preditiva. A nova tecnologia Flexible Link permite adaptar as medições de monitorização de acordo com suas necessidades clínicas em mudança e as demandas de diferentes departamentos hospitalares sem usar um rack. Além disso, todos os três dispositivos da série podem ser usados com o Rack de medição IntelliVue 6000, tornando-os compatíveis com toda a gama de módulos de medição plug-in IntelliVue.



Suporte à tomada de decisão clínica

A Monitorização de pacientes série 6000 apresenta o mesmo software da família Philips IntelliVue MX, oferecendo aplicativos clínicos avançados e ferramentas de suporte à decisão, ajudando você a simplificar o trabalho e os fluxos de dados. Com Early Warning Scoring (EWS), histogramas de parâmetros, tendência de horizonte, ciclos respiratórios, ECG de 12 derivações, HEXAD, arritmia completa, ST Map, assessor de alarme, Avatar Paciente Visual da Philips, sons de monitorização de pacientes e muito mais ao seu alcance, esta série de produtos oferece mais do que apenas monitorização de pacientes.



Integração em todo o seu departamento

Com conectividade sem fio ou com fio opcional à sua estação central PIC iX, você pode integrar os dispositivos de Monitorização de pacientes série 6000 à sua instalação existente, misturando e combinando com monitores da família IntelliVue MX. Além disso, você obtém acesso ao ecossistema PIC iX da Philips com acesso total à conectividade HL7 EMR, acesso à Web, Clinical Insights Manager, CareAssist e conectividade DICOM.



Serviço, manutenção e segurança simples

A Monitorização de pacientes série 6000 foi projetada para simplicidade e otimização de recursos em todos os aspectos. Isso lhe dá visibilidade ao estoque, segurança, status e desempenho de seus produtos Philips. Além disso, a segurança cibernética robusta ajuda a proteger seus dados confidenciais e proteger seus sistemas contra acesso não autorizado.

A Monitorização de pacientes série 6000 foi desenvolvida para atendimento excepcional ao paciente, flexibilidade e eficiência, ajudando você a monitorizar seus pacientes em todos os lugares importantes.

Para saber mais sobre esta solução inovadora e escalável, entre em contato com seu representante Philips.



Observe que o Rack de medição 6000 e os módulos do Flexible Link (Nanopod CO₂ e temperatura preditiva) podem não estar disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o representante local da Philips para obter detalhes.

* A alegação expressa é a porcentagem calculada com base em 32 entrevistados que participaram da avaliação sumativa

Masimo, rainbow e SET são marcas comerciais registradas da Masimo Corporation.

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados.

www.philips.com



0000461-23-00 * APR 2025