

# PHILIPS



Double flacon de  
recueil

Hands-free



SCF442/62

## Pratique à la maison et en déplacement

### Flacon de recueil pour un tirage mains libres

Que ce soit à la maison, en déplacement ou même au travail, instaurez une routine plus simple et plus efficace avec des flacons de recueil supplémentaires. Ce produit inclut 4 téterelles en silicone SkinSense et 2 inserts.

#### Autres avantages

- Compatible avec les tire-laits électriques Premium, Advanced et mains libres

#### Liberté de mouvement lors du tirage

- Bougez librement grâce aux coquilles recueille-lait ultra-légères

#### Imite le rythme de tétée de bébé

- Un tirage efficace\* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

#### Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

- Surveillez votre débit de lait grâce à nos coquilles recueille-lait entièrement transparentes
- Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

#### Forme inclusive et ajustée

- Notre gamme complète de tailles de téterelles et d'inserts
- Trouvez ce qui vous convient le mieux en quelques instants
- Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine

## Hands-free

Double flacon de recueil

SCF442/62

# Caractéristiques

### Imite le rythme de tétée de bébé



Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme naturel de tétée de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace\* et un débit de lait optimal. Choisissez la bonne taille de téterelles et d'inserts pour un confort durable.

### Téterelles SkinSense uniques



Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

### Collecte transparente



Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

### Coquille recueille-lait ultra-légère



Chaque coquille recueille-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les coquilles se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

### Guide des tailles de mamelons



En quelques instants, notre guide des tailles vous aide à trouver la taille de téterelle et d'embout qui vous convient. Notre gamme s'adapte à 99 % des mamans, pour vous offrir un maintien confortable et sûr.

### Facile à nettoyer et à assembler



Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

### Compatible avec de nombreux modèles



Ces flacons de recueil mains libres peuvent être utilisés avec les tire-laits électriques Philips Avent Premium, Advanced et mains libres. Changez de flacon de recueil en quelques secondes pour un confort longue durée.

### Adapté à 99 % des mamans



Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Ce kit de démarrage comprend notre gamme complète de tailles de téterelles et d'embouts adaptés à 99 % des mamans pour offrir un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

# Hands-free

Double flacon de recueil

SCF442/62

## Spécifications

### Matériau

Flacon de recueil, capuchon avant, protection pour tétérelle: Polypropylène  
Tétérelle, membrane, valve, insert: Silicone liquide  
Tube en silicone: Silicone

### Inclus

Flacon de recueil (assemblé): 2 pièces  
Tubes en silicone: 2 pièces  
Protection (anti-poussière) pour tétérelle: 2 pièces  
Téterelles (21 mm, 24 mm): 2 pièces de chaque  
Insert de 19 mm: 2 pièces

### Facile d'utilisation

Utilisation du tire-lait: Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

### Fonctions

Liberté de mouvement: Tirage mains libres  
Caractéristiques de la tétérelle et de l'insert: Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement optimal

