

PHILIPS

sonicare



Sonic-
sähköhammasharja

ProtectiveClean 4300

Sisäänrakennettu paineanturi

1 puhdistustila

BrushSync-ominaisuus



HX6807/63

Puhtaammat hampaat hellävaraisesti.

Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia kuin tavallinen hammasharja

Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti, mutta poistaa silti plakkia jopa 7 kertaa tehokkaammin kuin tavallinen hammasharja.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia InterCare-harjaspäällä*
- Turvallinen ja hellävarainen myös korjatuille hampaille, hammasraudoille ja pinnoituksille

Suunniteltu sinua varten

- Kätevä tapa aloittaa uuden hammasharja käyttö
- Tukea huolelliseen harjaukseen

Innovatiivinen tekniikka

- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät
- Yhdistää älykkään hammasharjan ja älykkäät harjaspäät
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka
- Hammasharja varoittaa, jos painat liian kovaa

Kohokohdat

Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia



Valitsemalla InterCare-harjaspään saat terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös vaikeapääsyisistä paikoista ja hampaiden väleistä, mikä pitää ikenet terveinä.

Turvallinen ja hellävarainen




Hampaidenpesu on aina tehokasta ja turvallista: Philipsin Sonic-tekniikka sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, estää hampaiden reikiintymistä ja parantaa ikenien terveyttä.

Philips Sonicare -tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Liian paljon painetta?



Et ehkä itse huomaa, jos harjaat liian voimakkaasti, mutta paineanturilla varustettu sähköhammasharjasi pitää sinut ajan tasalla. Jos käytät liikaa voimaa, hammasharja ilmoittaa siitä äänimerkillä, jotta tiedät harjata pehmeämmin.

BrushSync-tekniikka




Mikrosirutekniikan ansiosta älykäs hammasharja havaitsee ja synkronoi älykkäät harjaspäät tehokkaaksi yhdistelmäksi, joten voit hyödyntää älykkäitä vaihtomuistutuksia.

BrushSync-vaihtomuistutus




Harjaspäät kuluvat ajan myötä. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Easy-start-ohjelma



Uusien asioiden omaksumiseen voi kulua jonkin aikaa. Helpon aloitusohjelmamme avulla voit lisätä harjaustehoa vähitellen ja hellävaraisesti uuden hammasharjasi 14 ensimmäisellä käyttökerralla.

Kätevät ajastimet



QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt riittävän ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja Smartimer puolestaan ilmoittaa puolestaan, kun suositeltu kokonaisaika on kulunut.

ProtectiveClean 4300

Sonic-sähköhammasharja

HX6807/63

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Energiankulutus: Valmiustila ilman näyttöä

<0,5 W

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen ja minttu

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Kahva: 1 ProtectiveClean

Harjaspäät: 1 i InterCare Standard -harjaspää

Laturi: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

2 tehoa: Matala, Korkea

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

