

PHILIPS

sonicare



Brosse à dents
rechargeable

DiamondClean
Prestige 9900

SenseIQ

Élimine 20 fois plus de plaque*

Des gencives 15 fois plus saines**

Témoin visuel du capteur de
pression



HX9992/43

Un soin personnalisé pour votre santé bucco-dentaire

Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire en douceur*

Découvrez la DiamondClean Prestige 9900 Philips Sonicare avec technologie SenseIQ, notre brosse à dents électrique la plus avancée. Associant l'intelligence à notre technologie sonore à l'efficacité prouvée, elle détecte vos besoins et s'y adapte pour offrir des soins bucco-dentaires personnalisés.

Pour un brossage sans effort

- Protégez vos gencives avec notre capteur de pression
- Choisissez votre expérience de brossage idéale
- Conseils personnalisés et indications en temps réel

Adaptée à votre rythme de vie

- Conçue avec soin et pour prendre soin de vous
- Continuez à vous brosser les dents de manière optimale avec la tête de brosse de rechange
- Autonomie de 14 jours

Prenez soin de votre santé bucco-dentaire avec Philips Sonicare

- 20 fois plus efficace sur la plaque dentaire*, doux pour les gencives
- Technologie SenseIQ pour une expérience sur mesure.
- Action de fluide Philips Sonicare

DiamondClean Prestige 9900

Brosse à dents rechargeable

HX9992/43


Points forts

Notre meilleure élimination de la plaque dentaire



Chacun à sa propre méthode de brossage, c'est pourquoi nous avons conçu cette tête de brosse équipée de brins multi-angles pour éliminer la plaque dentaire, quelle que soit votre technique. Notre tête de brosse A3 tout-en-un nettoie parfaitement et élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire. Vos gencives sont 15 fois plus saines en six semaines. Et vous obtenez jusqu'à 100 % d'efficacité supplémentaire contre les taches en moins de deux jours par rapport à une brosse à dents manuelle.

Technologie SenselQ




La technologie SenselQ vous aide à équilibrer votre style de brossage et évalue la pression que vous exercez, vos mouvements et votre couverture jusqu'à 100 fois par seconde pendant le brossage. Si vous exercez une pression trop importante, la brosse à dents règle automatiquement le niveau d'intensité, ce qui contribue à protéger vos dents et vos gencives.

Action de fluide Philips Sonicare




Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 62 000 mouvements par minute. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

Témoin visuel du capteur de pression



La base de cette brosse à dents électrique Philips Sonicare est équipée d'un anneau lumineux qui vous informe en douceur d'un excès de pression sur vos gencives. Il vous suffit de relâcher la pression lorsqu'il s'allume pour protéger vos gencives.

Modes et intensités



Améliorez votre routine bucco-dentaire avec 15 réglages de brossage. Que vous souhaitiez nettoyer en profondeur ou porter une attention particulière à certaines zones, cette brosse à dents électrique répond à vos besoins. Choisissez parmi cinq modes (Clean, White+, Gum Health, Deep Clean et Sensitive) et personnalisez votre brossage grâce à l'un des trois niveaux d'intensité. Il vous suffit d'ouvrir l'application, de sélectionner vos préférences et de laisser votre brosse à dents faire le reste.

Application Philips Sonicare



Atteignez vos objectifs de santé bucco-dentaire avec votre brosse à dents et l'application Philips Sonicare. Associées l'une à l'autre, elles offrent un suivi en temps réel, des conseils personnalisés et des indications sur mesure pour améliorer votre routine de brossage. Suivez vos progrès, améliorez votre technique et recevez des retours en continu pour tirer le meilleur parti de chaque séance de brossage. Ensemble, vous êtes imbattables. La synchronisation automatique enregistre les données de brossage à jour dans l'application, même lorsque vous ne vous brossez pas avec l'application ouverte à vos côtés.

DiamondClean Prestige 9900

Brosse à dents rechargeable

HX9992/43


Points forts

Design haut de gamme et accessoires



De son design élégant à son socle de charge innovant, chaque détail de cette brosse à dents électrique est conçu avec le plus grand soin par nos designers et ingénieurs dédiés. De plus, grâce à l'étui de voyage inclus, vous pouvez effectuer votre routine bucco-dentaire même en déplacement.


Rappel de remplacement



Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces au bout de trois mois ? Les professionnels de la santé bucco-dentaire recommandent de changer régulièrement votre tête de brosse. C'est pourquoi les brosses à dents Philips Sonicare intègrent une fonction de rappel de remplacement de tête de brosse. Il enregistre

la fréquence et l'intensité de vos brossages, et vous rappelle de remplacer votre tête de brosse lorsque nécessaire.

Autonomie de la batterie



Avec une charge complète qui permet jusqu'à 14 jours de brossage, passez au niveau de confort supérieur dans votre routine quotidienne.

DiamondClean Prestige 9900

Brosse à dents rechargeable

HX9992/43

Caractéristiques

Intensités

Fort: Pour un nettoyage renforcé

Moyen: Pour un nettoyage quotidien

Faible: Pour les dents et gencives sensibles

Alimentation

Alimentation: 100-240 V

Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours

Batterie: Rechargeable

Consommation d'énergie: Veille sans affichage
<0,06 W

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Noir

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Prise en charge logicielle: Philips offre des mises à jour de logiciels pendant une période de deux ans après la date d'achat.

Compatibilité

Technologie Bluetooth® sans fil: Application Philips Sonicare connectée

Compatibilité Android: Téléphones Android avec Bluetooth® 4.0 et plus

Compatibilité iOS: iPhone avec Bluetooth® 4.0 et plus

Facile d'utilisation

Manche: Design élégant et compact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Accessoires inclus

Manche: 1 DiamondClean Prestige 9900

Têtes de brosse: 4 A3 Tout-en-un

Étui de voyage: 1 étui de voyage Prestige avec charge USB

Chargeur: 1 socle et base de charge

Performances de brossage

Élimination de la plaque dentaire: 20 fois plus efficace*

Gum Health: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines***

Éclaircissement: Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus***

Vitesse: 62 000 mouvements de brosse par minute

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Masse délicatement vos gencives

Sensitive: Pour les dents et gencives sensibles

White+: Pour éliminer les taches à la surface des dents

Technologie de capteur intelligent

Indicateur de pression: L'anneau lumineux

s'allume en violet, Vibration et son de pulsation

SenseIQ: Règle automatiquement le brossage en fonction de la pression que vous exercez et de vos mouvements

Rappel de remplacement: Vous indique quand remplacer votre tête de brosse

Application Philips Sonicare

Suivi et rapports de progression: Suivez vos habitudes de brossage et vos améliorations au fil du temps grâce à des données détaillées et des informations personnalisées.

Conseils en temps réel avec la technologie

SenseIQ: Recevez des indications en temps réel sur la pression, les mouvements et la couverture pour améliorer votre technique de brossage.

Des conseils personnalisés: Obtenez des conseils de brossage personnalisés en fonction de vos tendances et de vos habitudes de brossage.

