

**PHILIPS**

**AVENT**



## Elektrische Doppelmilchpumpe

### Hands-free

Spiegelt den Trinkrhythmus des  
Babys wider

Freiheit beim Abpumpen

Benutzerfreundlich, einfache  
Reinigung und einfaches  
Zusammenbauen

Inklusive, nahtlose Passform



SCF537/11

## Hands-free Motoreinheit

### Ahmt den Trinkrhythmus Ihres Babys nach

Die elektrische Philips Avent Doppelmilchpumpe ist für effektives\* und komfortables Abpumpen geeignet. Sie ahmt den Rhythmus Ihres Babys nach und ist leistungsstark, sanft und leicht – Ihr idealer Partner für freihändiges Abpumpen.

#### **Spiegelt den Trinkrhythmus des Babys wider**

- Spiegelt den Trinkrhythmus deines Babys wider für effektives Abpumpen\*
- Leises Abpumpen in Krankenhausqualität

#### **Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen**

- Personalisiere deine Sitzungen mit 24 Stufen

## Besonderheiten

### Spiegelt den Trinkrhythmus deines Babys wider



Babys wissen, wie sie am besten trinken! Deshalb spiegelt unsere Hands-free elektrische Milchpumpe ihre natürliche Saugstärke, -geschwindigkeit und -bewegung, sodass du deinen eigenen Rhythmus für ein effizientes\* Abpumpen und eine optimale Milchabgabe finden kannst. Mit bis zu 85 Saugbewegungen pro Minute ist die Philips Avent Hands-free Milchpumpe 2 x schneller als andere tragbare Milchpumpen\*\*.

### Motor in Krankenhausqualität



Die geräuschlose Motoreinheit liefert die Leistung, die du von einer herkömmlichen Milchpumpe wie im Krankenhaus erwartest, und

ist zugleich kompakt und tragbar. Mit dem wiederaufladbaren Akku pumpt die kabellose Motoreinheit überall leistungsstark und diskret.

### Personalisiertes Abpumpen



Hole das Beste aus der Abpumpzeit heraus – mit 8 Stufen zur Stimulierung des Milchflusses und 16 Stufen zum Abpumpen. Du kannst während des Abpumpens feine Anpassungen vornehmen und deine ideale Einstellung automatisch speichern, sodass deine Pumpe jederzeit einsatzbereit ist.

## Daten

### Leistung

**Quelle:** Wiederaufladbarer Akku/USB-C (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

### Lieferumfang

USB-C-Kabel: 1 Stck.  
Trageband: 1 Stck.  
Schlauchverbindung: 1 Stck.  
Wiederaufladbare Motoreinheit (mit abnehmbaren Clip): 1 Stck.

### Benutzerfreundlichkeit

**Verwendung der Milchpumpe:** Einfaches Verwenden, Reinigen und Zusammensetzen

### Funktionen

**Flexibilität bei der Bewegung:** Freihändiges Abpumpen

**Personalisierte Einstellungen:** 16

Abpumpeinstellungen, 8

Simulationseinstellungen

**Motoreinheit:** Wiederaufladbarer Akku/USB-C, Eine vollständige Aufladung des Akkus dauert bis zu 1,5 Stunden und reicht für ca. 5 Abpumpersitzungen

