

PHILIPS

AVENT

Manuálna odsávačka
mlieka

Essential Manual
Breast Pump

Ergonomická rukoväť na
odsávanie

Lahký dizajn

Bez BPA



SCD417/20

Stimulujte tok mlieka a odsávajte bez námahy

Pre jemné a pohodlné odsávanie

Manuálna odsávačka mlieka Philips Avent Essential je navrhnutá tak, aby stimulovala tok mlieka a umožnila vám ho odsať čo najviac. Pomáha vytvoriť zásobu materského mlieka, aby ste mohli starostlivosť o dieťaťko prenechať aj niekomu inému a dopriať si chvíle odpočinku.

Jednoduché čistenie

- Jednoduché čistenie a zloženie (kryt proti prachu)

Jemné a pohodlné

- Mäkká prispôsobivá silikónová vložka na jemnú stimuláciu

Pohodlné odsávanie

- Ergonomický dizajn rukoväti pre jednoduché odsávanie

Prenosné a praktické

- Ľahký a kompaktný dizajn

Bez BPA

- Neobsahuje BPA*

Hlavné prvky

Jemná prispôsobivá silikónová vložka



Mäkká a pohodlná silikónová masážna vložka v tvare lupienkov jemne stimuluje tok mlieka masážou prsníka. Spojením jemného stláčania a sania vyvoláva rýchle uvoľnenie mlieka.

Ergonomický dizajn rukoväti pre jednoduché odsávanie



Vďaka ergonomicky tvarovanej rukoväti na jednoduché odsávanie môže odsávať rýchlosťou, ktorá vám vyhovuje. Stačí stláčať rukoväť zvolenou intenzitou, čím môžete upraviť úroveň podtlaku a rozhodovať tak o tempe odsávania.

Ľahký a kompaktný dizajn



Odsávajte jednoducho kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka kompaktnému a ľahkému dizajnu si ju môžete nosiť v taške všade so sebou. Odsávať môžete priamo do dojčenských fliaš Avent, s ktorými je súprava na odsávanie kompatibilná.

Jednoduché čistenie a zloženie



Minimálny počet prakticky navrhnutých dielov umožňuje jednoduché zloženie, rozloženie a čistenie a zaisťuje tak používanie bez námahy. Kryt proti prachu vám pomôže udržať odsávačku mlieka čistú a ochráni ju pred prachom a nečistotami.

Neobsahuje BPA*



Vyrobené z odolných a bezpečných materiálov bez BPA.*

Technické údaje

Čo je súčasťou balenia

Nádobka na materské mlieko (125 ml/4 unce):

1 ks

Jednorazový prsný vankúšik: 4 ks

Vrecká na mlieko: 5 ks

Súprava na odsávanie s vložkou: 1 pcs

Držadlo na odsávanie: 1 ks

Kryt proti prachu: 1 ks

Uzáver: 1 pcs

Pomalý cumlík: 1 pcs

