

PHILIPS

AVENT



Cốc hứng sữa đôi

Hands-free

Mô phỏng nhíp bú của bé

Thành thạo khi hút sữa

Dễ sử dụng, vệ sinh và lắp ráp

Thiết kế vừa vặn, ôm sát bầu ngực



SCF439/01

Thuận tiện khi ở nhà và khi ra ngoài

Cốc hứng sữa rảnh tay

Dù ở nhà, khi ra ngoài hay thậm chí là khi quay trở lại làm việc, việc chuẩn bị sẵn một cặp cốc hứng sữa rảnh tay có thể giúp thói quen hút sữa của bạn trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Đi kèm 4 Phễu hút sữa bằng silicon SkinSense và 2 vòng đệm phễu.

Other benefits

- Dành cho các máy hút sữa cao cấp, nâng cao và rảnh tay

Rảnh tay khi hút sữa

- Di chuyển tự do với cốc hứng sữa siêu nhẹ

Mô phỏng nhíp bú của bé

- Mô phỏng nhíp bú của bé, hút sữa hiệu quả*

Dễ sử dụng, dễ vệ sinh và lắp ráp

- Theo dõi tốc độ chảy của sữa bằng cốc hứng sữa hoàn toàn trong suốt
- Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

Thiết kế vừa vặn, ôm sát bầu ngực

- Đầy đủ các kích cỡ phễu hút sữa và vòng đệm phễu
- Phễu bằng silicon nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực mẹ
- Tìm được kích cỡ vừa vặn trong vài giây

Những nét chính

Mô phỏng nhịp bú của bé




Trẻ em biết bản thân chúng cần gì nhất. Đó là lý do tại sao máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi mô phỏng nhịp bú tự nhiên của trẻ, nhờ vậy bạn có thể tìm ra nhịp của riêng mình để hút sữa hiệu quả* và có lượng sữa tối ưu. Phễu hút sữa và vòng đệm phễu có kích cỡ phù hợp, ôm vừa vặn thoải mái đảm bảo hút sữa hiệu quả trong hành trình nuôi con.

Phễu hút sữa SkinSense độc đáo



Phễu hút sữa bằng silicon SkinSense độc đáo của chúng tôi được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa, nhẹ nhàng ôm sát bầu ngực bằng hơi ấm tự nhiên của cơ thể của bạn. Phễu hút sữa được làm bằng silicon an toàn với thực phẩm để bạn an tâm sử dụng.

Cốc hứng sữa trong suốt



Cốc hứng sữa trong suốt cho phép bạn nhìn rõ bên trong, giúp bạn đặt núm vú đúng cách để có lượng sữa tốt nhất và theo dõi trực quan lượng sữa mẹ trong suốt quá trình hút.

Cốc hứng sữa siêu nhẹ



Một cốc hứng sữa chỉ nặng hơn 100 gam khi rỗng - nhẹ hơn tới 3 lần so với máy hút sữa dạng đeo. Các cốc nằm thoải mái và kín đáo bên trong áo ngực của bạn.

Miếng đo đường kính núm ti



Sử dụng miếng đo đường kính núm ti để tìm kích cỡ phễu hút sữa và vòng đệm phễu (nếu có sử dụng) phù hợp. Chỉ mất một lúc để đo và với phạm vi phù hợp với 99% các bà mẹ, chúng tôi mang lại cho bạn cảm giác vừa vặn an toàn và thoải mái.

Dễ dàng làm sạch và tháo lắp



Chúng tôi thiết kế máy hút sữa và phụ kiện của máy sao cho đơn giản nhất có thể. Chỉ với một vài bộ phận kết nối, mỗi cốc hứng sữa đều dễ dàng tháo rời, vệ sinh (bằng tay hoặc trong máy rửa chén), khử trùng và lắp lại.

Khả năng tương thích cao hơn



Cốc hứng sữa rảnh tay này có thể sử dụng chung với Máy hút sữa cao cấp, Máy hút sữa nâng cao và Máy hút sữa rảnh tay của Philips Avent. Dễ dàng thay đổi cốc trong khi máy hút sữa.

Phù hợp với 99% các bà mẹ



Chúng tôi cung cấp kích cỡ sản phẩm phù hợp để mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho mọi bà mẹ. Bộ sản phẩm khởi đầu này bao gồm đầy đủ các kích cỡ phễu hút sữa và vòng đệm phễu, phù hợp với 99% các bà mẹ để có sự thoải mái tối đa khi hút sữa.

Các thông số

Chất liệu

Cốc, nắp trước, nắp đậy phễu hút sữa:
Polypropylene
Phễu hút sữa, màng ngăn, van, vòng đệm:
Silicon lỏng
Ống silicon: Silicon

Dụng cụ đi kèm

Cốc hứng sữa (đã lắp sẵn): 2 cái
Ống silicon: 2 cái
Nắp đậy phễu hút sữa (chống bụi): 2 cái
Phễu hút sữa (21 mm, 24 mm): Bộ 2 cái
Vòng đệm 19 mm: 2 cái

Dễ sử dụng

Sử dụng máy hút sữa: Dễ sử dụng, dễ vệ sinh và lắp ráp

Chức năng

Linh hoạt khi di chuyển: Hút sữa rảnh tay
Thông số kỹ thuật của phễu hút sữa và vòng đệm: Có nhiều kích cỡ để ôm vừa vặn



* Hiệu quả liên quan đến hiệu suất kỹ thuật của sản phẩm.
* **Tham khảo tần suất hút của máy hút sữa.
* ***dựa trên toàn bộ sản phẩm phễu hút sữa và vòng đệm của chúng tôi.