

# PHILIPS

## AVENT



### ultra soft

### Pacifier

Pre citlivú pokožku

Bez obsahu BPA

2 ks v balení, 80 % materiálov  
rastlinného pôvodu\*

0 – 6 m



SCF091/38

## Mimoriadne jemné pre citlivú pokožku

Navrhnuté na zníženie podráždenia pokožky\*\*

Prémiová starostlivosť o citlivú pokožku s ohybným náustným štítom. 9 z 10 rodičov súhlasí: moje dieťa nemá podráždenie pokožky po tom, ako začalo používať cumlík ultra soft.\*\* Upokojujúca úľava je vždy nablízku, bez ohľadu na to, kto sa o dieťa stará. Teraz obsahuje až 80 % materiálov rastlinného pôvodu.\*

#### Pre citlivú pokožku dieťaťa


- Mäkký a ohybný náustný štít znižuje podráždenie\*\*
- Ortodontický cumlík navrhnutý pre prirodzený vývoj ústnej dutiny
- Oblúbené bábätkami s 98 % prijatím cumlíkov\*\*\*
- Navrhnuté v spolupráci s odborníkmi z oblasti starostlivosti o zdravie a rodičmi

#### Praktické, bezpečné a teraz ešte ekologickejšie

- Šetrnejšie k planéte, keďže obsahuje 80 % materiálov rastlinného pôvodu\*
- Puzdro na sterilizáciu a prenášanie na rýchlu a jednoduchú hygienu

# Hlavné prvky

## Mäkký a ohybný náustný štít



Detská pokožka potrebuje mimoriadnu starostlivosť. Technológia mäkkého náustného štítu kopíruje prirodzené krivky tváre vášho dieťaťa, takže sa na pokožke vyskytuje menej škvŕn a menej podráždenia\*\*. Náš zaoblený náustný štít minimalizuje tlak na tvár pre väčšiu jemnosť.

## Ortodontický silikónový cumlík



Naše ortodontické cumlíky sú navrhnuté s použitím mäkkého silikónu, ktorý podporuje prirodzené pohyby svalov v ústach a pomáha znižovať riziko vzniku chybného chrupu. Úzky kĺčok cumlíka je navrhnutý tak, aby znižoval tlak medzi jazykom a podnebí. Cumlíky Philips Avent ultra sú nezávisle akreditované nadáciou Oral Health Foundation. Sú vyrobené zo 100 % potravinárskeho silikónu, sú odolnejšie a

trvácnejšie ako gumené (latexové) cumlíky a neobsahujú BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhľovodíky.

## 98 % prijatie cumlíkov



Naše textúrované silikónové cumlíky sú navrhnuté tak, aby napodobňovali pocit maminho prsníka. Keď sme sa rodičov pýtali, ako na ne reagujú ich malé deti, v priemere 98 % z nich uviedlo, že ich deti prijali cumlíky Philips Avent ultra.

## Navrhnuté v spolupráci s odborníkmi



Pri vývoji jedinečného dizajnu cumlíkov Philips Avent ultra soft sme úzko spolupracovali s rodičmi a odborníkmi z oblasti starostlivosti o zdravie.

## 80 % materiálov rastlinného pôvodu\*



Udržateľnejšie voľby vám umožnia poskytnúť tú najlepšiu starostlivosť s menším dopadom na planétu. Kompletný sortiment Philips Avent ultra obsahuje cumlíky a puzdrá na sterilizáciu vyrobené z 80 % z rastlinných materiálov.\*

## Puzdro na sterilizáciu a prenášanie



Puzdro na prenášanie slúži ako sterilizátor, takže cumlíky sú vždy pripravené, keď ich potrebujete. Stačí pridať vodu a 3 minúty ohrievať v mikrovlnnej rúre na jednoduchú sterilizáciu, pri ktorej vzniká až o 50 % menej emisií CO<sub>2</sub>.\*\*\*

Pacifier

ultra soft

SCF091/38

# Technické údaje

## Krajina pôvodu

Indonézia

## Materiál

Puzdro na sterilizáciu s obsahom 80 % materiálov rastlinného pôvodu\*

## Čo je súčasťou balenia

Cumlík ultra soft: 2 ks

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Dátum vydania 2025-05-26  
Verzia: 3.3.1

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Tvrdé plastové časti okrem silikónového cumlíka (prístup založený na hmotnostnej rovnováhe).

\* \*87 % súhlasilo, že ich dieťa po začatí používania cumlíka Philips Avent ultra soft nepocíťovalo podráždenie pokožky (2023, n = 201).

\* \*\*Spotrebiteľský test v USA z roku 2023 potvrdil 98 % akceptáciu textúrovaného cumlíka Philips Avent použitého v cumlíkoch ultra (n = 201).

\* \*\*\*V porovnaní s tradičnými metódami sterilizácie (varenie) cumlíkov.

\* \*\*\*\*Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.