

PHILIPS

sonicare



Końcówki szczoteczki
w zestawie 2+1

Premium Gum Care

7x zdrowsze dziąsła w
2 tygodnie*

Usuwa 10x więcej płytki
bakteryjnej***

Miękkie



HX9053/87

Główka szczoteczki dla zdrowszych dziąseł

Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*

Zapewnij swoim dziąsłom lepszą pielęgnację dzięki specjalnie opracowanej wymiennej główce szczoteczki Philips Sonicare. Zauważ różnicę w ciągu zaledwie dwóch tygodni, doświadczając wyjątkowego codziennego czyszczenia.

Troska o planetę

- Wykonano w 70% z bioplastiku**
- Opakowania papierowe nadające się do recyklingu

Łatwa obsługa pod każdym względem

- Szczotkuj jak najlepiej dzięki przypomnieniom BrushSync
- Pasuje do wszystkich uchwytów zatrzaskowych Philips Sonicare

Dla lepszego zdrowia dziąseł

- Nawet 7 razy zdrowsze dziąsła już w 2 tygodnie*
- Usuwa do 10 razy więcej płytki nazębnej niż zwykła szczoteczka do zębów***
- Udowodniona technologia Sonicare
- Udowodniona skuteczność w pielęgnacji jamy ustnej

Zalety

Dodatkowo dba o dziąsła




Skuteczna pielęgnacja dziąseł wymaga maksymalnego kontaktu szczoteczki z dziąslami podczas czyszczenia. Wklęsły układ włosia tej główki szczoteczki pozwala zewnętrznym włóknom na szczotkowanie linii dziąseł nawet wtedy, gdy skupiasz się na zębach. Rezultatem są do 7 razy zdrowsze dziąsła w ciągu dwóch tygodni*.

Zapomnij o płytce nazębnej



Elastyczność główki szczoteczki pomaga usunąć do 10 razy więcej płytki nazębnej niż w przypadku szczoteczki manualnej.*** Miękka w dotyku gumowa główka zwiększa ruch włosia, zapewniając lepsze pokrycie i dokładniejsze czyszczenie.


Sonicare – technologia, której możesz zaufać



Poznaj czystość wybraną przez miliony. Szczoteczki Philips Sonicare czyszczą delikatnie, ale skutecznie i dbają o zęby i dziąsła, wykonując


do 62000 ruchów włosia. Funkcja Sonicare Fluid Action wspomaga czyszczenie, wprowadzając płyn głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł.

Testowane klinicznie



Wszystkie końcówki szczoteczek Philips Sonicare są starannie projektowane i testowane klinicznie. Dzięki temu możesz mieć pewność, że spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

Przypomnienia o wymianie końcówki



Czy wiesz, że główki szczoteczki stają się mniej skuteczne po trzech miesiącach? Stomatolodzy zalecają regularną wymianę główki szczoteczki, dlatego szczoteczki Philips Sonicare są wyposażone w technologię BrushSync. Śledzi ona, jak często i jak mocno szczotkujesz zęby, a następnie przypomina o wymianie główki szczoteczki, gdy nadejdzie czas na nową.

Mechanizm zatraskowy




Ta główka szczoteczki jest kompatybilna ze wszystkimi elektrycznymi szczoteczkami do zębów Philips Sonicare. **** Wystarczy kliknąć, aby ją założyć lub zdjąć w celu łatwej wymiany i czyszczenia.

Bioplastik



Zgodnie z podjętymi staraniami w kierunku ograniczenia wykorzystania w naszych produktach tworzyw sztucznych wytworzonych w oparciu o paliwa kopalne, aż 70% plastiku użytego w produkcji tej końcówki to bioplastik**.

Opakowania papierowe



Wszystkie nasze końcówki szczoteczek są dostarczane w papierowych opakowaniach, które można poddać recyklingowi w dostępnych punktach.

Premium Gum Care

Końcówki szczoteczki w zestawie 2+1

HX9053/87

Dane techniczne

Jednostka handlowa

Height: 23.05 cm
Width: 2.57 cm
Length: 6 cm
Net weight: 0.022 kg
Gross weight: 0.04 kg
GTIN: 8720689037013
Country of origin: DE

Karton zewnętrzny

Height: 8 cm
Width: 24.8 cm
Length: 14.2 cm
Net weight: 0.11 kg
Gross weight: 0.293 kg
GTIN: 18720689037010

Paleta

Height: 118.7 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Net weight: 34.32 kg
Gross weight: 117.266 kg
GTIN: 68720689037015

Stylistyka i wykończenie

Miękkość włosia: Miękkie
Kolor: Biały
Włókna Przypominające: Zanikający niebieski kolor włosia
Materiał końcówki szczoteczki: Miękka elastyczna głowica
Wymiary: Standardowa
Inteligentne rozpoznawanie końcówki

Pallet Layer

Height: 8 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Zgodność

Końcówki: Jedno przyciśnięcie
Nie nadaje się do: Philips One
Zgodne szczoteczki do zębów: Philips Sonicare

Elementy zestawu

Końcówki szczoteczki: 3 G3 Premium Gum Care

Jakość i skuteczność

Wymiana: Co 3 miesiące
Testowane: pod kątem optymalnego użytkowania
Wyprodukowano w: Niemcy

Korzyści dla zdrowia

Usuwanie płytki nazębnej
Zdrowie dziąseł

